









# Scheda tecnica comparativa - Comparative data sheet

Codice articolo Product code	M16AL 	M16UL 	M16A 	M16AB 	M17SL 	M17S 	M17SB 	M16PS 
Versione Version	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo Scaler handpiece	Manipolo con cordone Scaler handpiece with cord
Compatibilità inserti Tip compatibility	Ems®	Ems®	Ems®	Ems®	Satelec®	Satelec®	Satelec®	Mectron®
Compatibilità Coupling compatibility	EMS® LED	EMS® LED Sine-wave drive	EMS®	EMS®	Satelec® LED	Satelec®	Satelec®	Mectron® Piezosurgery®
Colore manipolo Color handpiece	Bianco White	Bianco White	Bianco White	Blu Blue	Bianco White	Bianco White	Blu Blue	Bianco White
Fibra ottica Optic fibre	•	•	/	/	•	/	/	/
Intensità luminosa (lux) Light intensity (lux)	7.000	7.000	/	/	7.000	/	/	/
Frequenza ultrasuoni Ultrasonic frequency	28KHz +/- 3KHz	28KHz +/- 3KHz	28KHz +/- 3KHz	28KHz +/- 3KHz	28KHz +/- 3KHz	28KHz +/- 3KHz	28KHz +/- 3KHz	24kHz - 29,5 kHz
Tipo di trasduttore Ultrasonic transducer type	Ultrasonico Ultrasonic	Ultrasonico Ultrasonic	Ultrasonico Ultrasonic	Ultrasonico Ultrasonic	Ultrasonico Ultrasonic	Ultrasonico Ultrasonic	Ultrasonico Ultrasonic	/
Dimensioni (lxØ mm) Dimensions (lxØ mm)	100 x 20	100 x 20	117 x 18	117 x 18	111 x 20,5	117 x 20	117 x 20	150 x 20
Peso manipolo (g) Handpiece weight (g)	52	48	48	48	63	58	58	117
Lunghezza cordone (m) Cord length (meters)	/	/	/	/	/	/	/	2,15
Autoclavabile Autoclavable	•	•	•	•	•	•	•	• + cordone • + cord
Garanzia (mesi) Warranty (months)	12	12	12	12	12	12	12	12
CE CE	0197	0197	0197	0197	0197	0197	0197	0197