

# Aspiratori chirurgici anello semi-umido





Silent Jet è un sistema di aspirazione ad anello semi-umido di Tecnomed Italia, dotato di canister e di triplice sonda elettronica per il controllo del livello massimo dei secreti e di pompa di scarico. Grazie alla silenziosità e al minimo ingombro si presta nell'installazione a fianco del tuo riunito.

Codice DEJ.01S



Il sistema di aspirazione ad anello semi-umido Car Jet di Tecnomed Italia è dotato di ruote piroettanti, supporto doppia cannula e serbatoio con scarico manuale. Queste caratteristiche lo rendono autonomo e facilmente trasportabile in più studi operativi. Nel caso di avaria del tuo impianto di aspirazione Car Jet permetterà di non fermarti durante l'intervento in corso.

Codice DEJ.06L

## Scheda tecnica comparativa

	Codice DEJ.01S	Codice DEJ.06L
Tipologia	Semi Umido	Semi Umido
Riuniti Serviti	1	1
Centralino	●	●
Carenato	●	●
Scarico Acque	Forzato	Manuale
Rumorosità	48 db	48 db
Potenza	450 Watt	450 Watt
Prevalenza	1730 mmH <sub>2</sub> O	1730 mmH <sub>2</sub> O
Depressione	170 mBar	170 mBar
Portata	1590 l/min	1590 l/min
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz
Peso	25 Kg	35 Kg
Dimensioni (lpxh)	43 x 40 x 31 mm	870 x 320 x 400 mm
Garanzia	24 Mesi	24 Mesi