

Mobile da studio pedodontico



Mobile in lamiera zincata 10/10 RAL1023. Top in cristallo antigraffio RAL 1023.

Codice ordine	DE9.21KDX	DE9.21KSX
Top	Cristallo	Cristallo
Sottolavello	●	●
Cassettiera 4 scomparti	●	●
Servomobile 4 scomparti	●	●
Mobile antina	1 ripiano in vetro	1 ripiano in vetro
Lavello-materiale	Destra-cristallo	Sinistra-cristallo
Rubinetto leva clinica	●	●
Dimensioni top mm	2080 x 500 mm	2080 x 500 mm
Altezza da pavimento	900 mm	900 mm
Garanzia	24 Mesi	24 Mesi
CE	●	●

