









Mobile per sterilizzazione

Mobile in lamiera zincata 10/10 RAL9010. Top in laminato idrorepellente e antigraffio RAL9010.
Le maniglie, in alluminio anodizzato, sono personalizzabili in otto colori.



Codice ordine	DE9.21DX-60	DE9.21SX-60
Top	Laminato	Laminato
Sottolavello	●	●
Cassettiera 4 scomparti	● x 2	● x 2
Mobile antina	● 1 ripiano in vetro	● 1 ripiano in vetro
Lavello-materiale	Destra-ABS	Sinistra-ABS
Rubinetto leva clinica	●	●
Dimensioni top mm	2080 x 600 mm	2080 x 600 mm
Altezza da pavimento	900 mm	900 mm
Garanzia	24 Mesi	24 Mesi
CE	●	●

Colori disponibili

	A1 - RAL5002 Azzurro Pervinca
	A2 - RAL5005 Blu Segnale
	A3 - RAL6027 Verde Chiaro
	A6 - RAL1007 Giallo Narciso
	A8 - RAL3020 Rosso Traffico
	A9 - RAL5003 Blu Zaffiro
	A10 - RAL5018 Verde Acido
	A11 - RAL3012 Rosso Beige