

Seggiolini Standard Line



Smile



Silver

Comodi ed ergonomici, i seggiolini Smile e Silver rispettano l'anatomia e si affermano nel mercato grazie all'elevato rapporto qualità-prezzo.

Le leve di regolazione sono facilmente accessibili, permettendo di regolare l'altezza del seggiolino senza interrompere il trattamento.

La gamma offre otto colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.



Le morbide imbottiture anatomiche sono confortevoli anche durante gli interventi più lunghi. L'utilizzo di un tessuto ignifugo e senza cuciture ne permette una facile igienizzazione e pulizia.



Tutti i seggiolini sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile. Il modello Silver è inoltre dotato della regolazione dell'inclinazione dello schienale.



Grazie all'apposita manopola presente nel modello Silver, è possibile regolare l'altezza dello schienale.

Scheda colori e codici

Colori disponibili	Codice ordine Smile	Codice ordine Silver	Colori disponibili	Codice ordine Smile	Codice ordine Silver
 A1 - RAL5002 Azzurro Pervinca	DE8.02.A1	DE8.01.A1	 A10 - RAL5018 Verde Acido	DE8.02.A10	DE8.01.A10
 A2 - RAL5005 Blu Segnale	DE8.02.A2	DE8.01.A2	 A8 - RAL3020 Rosso Traffico	DE8.02.A8	DE8.01.A8
 A9 - RAL5003 Blu Zaffiro	DE8.02.A9	DE8.01.A9	 A11 - RAL3012 Rosso Beige	DE8.02.A11	DE8.01.A11
 A3 - RAL6027 Verde Chiaro	DE8.02.A3	DE8.01.A3	 A6 - RAL1007 Giallo Narciso	DE8.02.A6	DE8.01.A6

Scheda tecnica comparativa seggiolini

Codice ordine*1	ERGO A  DE8.06TX	EGG R  DE8.03TX	StingST  DE8.05TX	Beauty  DE8.07X	Round  DE8.08X	Smile  DE8.02X	Silver  DE8.01X
Base	Alluminio	Poliuretano	Alluminio	Lamiera cromata	Lamiera cromata	ABS	Lamiera cromata
Regolazione alzata seduta	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione inclinazione seduta			●				
Regolazione alzata schienale			●		●		●
Regolazione inclinazione schienale			●		●		●
Regolazione profondità schienale				●	●		
Rotazione schienale	●	●					
Dimensioni seduta (mm)	Ø 416	Ø 380	400 x 370	450 x 500	Ø 400	Ø 350	440 x 360
Altezza minima (mm)	525	470	530	540	520	450	450 *2
Altezza massima (mm)	715	650	720	720	700	600	600 *2
Prolunga alzata 150 mm							Optional Codice ordine DE8.014*2
Materiale ruote	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Ruote antistatiche							
Peso (Kg)	22	22	19	10	10	8	10
Carico massimo ammesso (Kg)	135	135	135	150	150	115	115
Garanzia (mesi)	12	12	12	12	12	12	12
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

*1 Specificare colore tappezzeria.

*2 Il seggiolino Silver con prolunga DE8.014 ha un'altezza minima di 600mm e un'altezza massima di 750mm.

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie