

Seggiolini Comfort Line



ERGO A



EGG R



StingST

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnodent è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose. I seggiolini delle linee EGG R, ERGO A & StingST sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.



La tappezzeria dei modelli ERGO A, EGG R e StingST è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare. Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74. L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.



Il modello StingST è stato studiato per professionisti che lavorano seduti per molte ore. La seduta a forma di sella fa sì che il corpo mantenga la postura ottimale. La posizione delle gambe a "V" da sollievo alla spina dorsale e migliora la circolazione. È inoltre possibile regolarne l'inclinazione.










Lo schienale girevole a forma di "U", presente nei modelli ERGO A e EGG R, offre un buon supporto alla schiena e un comodo appoggio per il braccio dell'utilizzatore. È possibile modificare la posizione dello schienale, ribaltandolo da destra a sinistra, rendendo il seggiolino particolarmente idoneo anche per i professionisti mancini.

Scheda colori e codici

Colori disponibili	Codice ordine ERGO A	Codice ordine EGG R	Codice ordine StingST
 RAL 9017 Nero	DE8.06T1007	DE8.03T1007	DE8.05T1007
 RAL 9002 Bianco	DE8.06T9002	DE8.03T9002	DE8.05T9002
 RAL 5003 Blu notte	DE8.06T5003	DE8.03T5003	DE8.05T5003
 RAL 5002 Blu elettrico	DE8.06T1009D	DE8.03T1009D	DE8.05T1009D
 RAL 5012 Blu pervinca	DE8.06T3491	DE8.03T3491	DE8.05T3491
 RAL 6000 Verde foglia	DE8.06T5511	DE8.03T5511	DE8.05T5511
 RAL 6027 Verde acquamarina	DE8.06T3493	DE8.03T3493	DE8.05T3493

Colori disponibili	Codice ordine ERGO A	Codice ordine EGG R	Codice ordine StingST
 RAL 6019 Verde mela	DE8.06T5515	DE8.03T5515	DE8.05T5515
 RAL 3003 Rosso	DE8.06T1414	DE8.03T1414	DE8.05T1414
 RAL 4008 Porpora	DE8.06T5510	DE8.03T5510	DE8.05T5510
 RAL 4009 Ciclamino	DE8.06T3492	DE8.03T3492	DE8.05T3492
 RAL 3022 Salmone	DE8.06T7791	DE8.03T7791	DE8.05T7791
 RAL 1017 Zafferano	DE8.06T5503	DE8.03T5503	DE8.05T5503

Scheda tecnica comparativa seggiolini

Codice ordine*1	ERGO A  DE8.06TX	EGG R  DE8.03TX	StingST  DE8.05TX	Beauty  DE8.07X	Round  DE8.08X	Smile  DE8.02X	Silver  DE8.01X
Base	Alluminio	Poliuretano	Alluminio	Lamiera cromata	Lamiera cromata	ABS	Lamiera cromata
Regolazione alzata seduta	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione inclinazione seduta			●				
Regolazione alzata schienale			●		●		●
Regolazione inclinazione schienale			●		●		●
Regolazione profondità schienale				●	●		
Rotazione schienale	●	●					
Dimensioni seduta (mm)	Ø 416	Ø 380	400 x 370	450 x 500	Ø 400	Ø 350	440 x 360
Altezza minima (mm)	525	470	530	540	520	450	450 *2
Altezza massima (mm)	715	650	720	720	700	600	600 *2
Prolunga alzata 150 mm							Optional Codice ordine DE8.014*2
Materiale ruote	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Ruote antistatiche							
Peso (Kg)	22	22	19	10	10	8	10
Carico massimo ammesso (Kg)	135	135	135	150	150	115	115
Garanzia (mesi)	12	12	12	12	12	12	12
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

*1 Specificare colore tappezzeria.

*2 Il seggiolino Silver con prolunga DE8.014 ha un'altezza minima di 600mm e un'altezza massima di 750mm.

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie