

# SBIANCANTI



Una corretta profilassi è fondamentale per prevenire lo sviluppo di eventuali patologie del cavo orale ed è altrettanto importante utilizzare strumenti professionali e di facile utilizzo. Prophy Silk by Ivory è un apparecchio sbiancante a polvere di bicarbonato, delicato con lo smalto, ideale per la rimozione della placca, per la decolorazione e per la pulizia dei denti. Il principio di funzionamento è basato su un'azione meccanica che si ottiene da un flusso di cristalli di bicarbonato che, accelerati dal getto di aria compressa e acqua, vengono dissolti in un getto spray. Il getto che fuoriesce produce un effetto pulente efficace e gradevole per il tuo paziente. Semplice nell'utilizzo, è lo strumento ideale dei dentisti e igienisti.



---

L'attacco rapido sul cordone del riunito consente di eseguire più rapidamente numerosi trattamenti profilattici consecutivi ed ottenere risultati eccellenti su tutti i pazienti. Gli apparecchi esterni al riunito con alimentazioni sparse saranno solo un vecchio ricordo.

**Leggerezza senza paragoni**

Leggero e compatto, il manipolo consente una presa eccellente e naturale facendovi svolgere un lavoro "ergonomicamente" corretto e impedendo l'accrescita di crampi dovuti a una presa innaturale. Il contenitore di bicarbonato, a chiusura ermetica, è in polimero resistente e permette una facile e sicura ricarica della polvere.

**Massimo dell'igiene**

La conformazione dell'ugello permette alla polvere di non disperdersi e produce un continuo risciacquo del cavo orale. Il puntale è in grado di ruotare di 360°; questo vi permetterà di ottenere rapidamente una pulizia perfetta anche nelle zone di difficile accesso. Il puntale è termodisinfezzabile e autoclavabile a 135°C garantendovi il massimo dell'igiene.

---



**Sbiancante  
REF. P900N**



**Sbiancante  
REF. P900S**



**Sbiancante  
REF. P900W**



**Sbiancante  
REF. P900K**



**Sbiancante  
REF. P900B**