



# Compressori Silent Line



La linea di compressori Silent Line è caratterizzata da una moderna tecnologia che li rende straordinariamente silenziosi. La nuova versione con essiccatore di ultima generazione è eccezionalmente efficace, garantendo l'assenza di aria umida nei condotti pneumatici del tuo riunito. I compressori firmati Tecnomed Italia ti garantiranno qualità e purezza dell'aria compressa generata, favorendo un corretto e duraturo funzionamento delle attrezzature con conseguente riduzione dei costi di manutenzione.








## Scheda tecnica comparativa con essiccatore

Codice articolo	150TOVEN	240TOVEN	360TOVEN
Riuniti serviti	1+1	2	3
Aria resa	95 litri/min	140 litri/min	195 litri/min
Aria aspirata	152 litri	230 litri	304 litri
Capacità serbatoio	38 litri	38 litri	60 litri
A secco	●	●	●
Con essiccatore	●	●	●
Carenato			
Motori bicilindrici	1	1	2
Potenza	750 Watt	1100 Watt	1500 Watt
Rumorosità	53 db	53 db	53 db
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz
Peso	37 kg	43 kg	58 kg
Misure (lpxh)	430 x 400 x 660 mm	450 x 580 x 750 mm	715 x 387 x 735 mm
Garanzia	24 mesi	24 mesi	24 mesi
Certificazione	CE	CE	CE



## Scheda tecnica comparativa senza essiccatore

	<b>100TOV</b>	<b>150TOV</b>	<b>150TCV</b>	<b>240TOV</b>	<b>360TOV</b>
<b>Codice articolo</b>					
Riuniti serviti	1	1+1	1+1	2	3
Aria resa	70 litri/min	95 litri/min	95 litri/min	140 litri/min	195 litri/min
Aria aspirata	115 litri	152 litri	152 litri	230 litri	304 litri
Capacità serbatoio	25 litri	38 litri	38 litri	38 litri	60 litri
A secco	●	●	●	●	●
Con essiccatore					
Carenato			●		
Motori bicilindrici	1	1	1	1	2
Potenza	550 Watt	750 Watt	750 Watt	1100 Watt	1500 Watt
Rumorosità	52 db	53 db	49 db	52 db	52 db
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz	220/240V-50/60 Hz
Peso	24 kg	28 kg	61 kg	34 kg	51 kg
Misure (lxpxh)	400 x 400 x 530 mm	400 x 400 x 680 mm	595 x 570 x 800 mm	450 x 450 x 750 mm	715 x 367 x 735 mm
Garanzia	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi	24 mesi
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE