


# Separatori amalgama



Versione carenata

L'acqua è una risorsa indispensabile ed è importante non inquinarla. Un'azione specifica per l'acqua potabile viene svolta dal separatore d'amalgama. Se in uno studio vengono tolte otturazioni in amalgama l'uso del separatore è indispensabile per rispettare la legge sugli scarichi. Se queste particelle contenute nell'acqua reflua giungono nell'ambiente, il mercurio presente nell'amalgama, trasformandosi in composti del mercurio, diventa tossico: 1g di mercurio basta ad inquinare 100.000 litri di acqua potabile! La legge dice chiaramente che i rifiuti classificati nel "CER 180110" vanno gestiti separatamente e trattati come dalle specifiche elencate a seconda del codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) assegnato. In Italia è vietato immettere l'amalgama negli scarichi; pena sanzione amministrativa di € 50.000,00 e arresto. Affidati a chi ha inventato i separatori d'amalgama e ne ha installati più di 200.000 nel mondo, affidati a Metasys.



Dal design compatto, Compact Dynamic è un separatore d'amalgama monostudio a due fasi con sistema integrato dinamico di separazione aria/acqua e valvola selezione riunito. Eccellente dinamica di separazione grazie ad una girante speciale ed evoluta. Se l'integrazione nel gruppo di trattamento non fosse possibile, è possibile procedere all'installazione in un alloggiamento compatto separato.

Codice 01060001: Compact Dynamic installazione su riunito.  
Codice 01060005: Compact Dynamic carenato a pavimento.



MST1 è un separatore d'amalgama monostudio a due fasi con sistema integrato di separazione aria/acqua con la valvola selezione riunito. La tecnica collaudata e provata da più di 150.000 sistemi installati rende questo prodotto eccezionalmente affidabile e sicuro. Facile nell'uso quotidiano, è possibile integrarlo direttamente su riunito oppure installarlo in un alloggiamento compatto separato.

Codice 01010001: MST1 installazione su riunito.  
Codice 01010020: MST1 carenato a pavimento.

## Scheda tecnica comparativa

	Codice 01010001	Codice 01010020	Codice 01060001	Codice 01060005
Tipologia separazione	Amalgama 98,6%	Amalgama 98,6%	Amalgama-96,4%	Amalgama-96,4%
Installazione	Da riunito	Carenato	Da riunito	Carenato
Adatto per impianti	Aria - Umido	Aria - Umido	Aria - Umido	Aria - Umido
Cod. Barattolo di ricambio	55020705	55020705	55020706	55020706
Capacità barattolo	380 CC	380 CC	320 CC	320 CC
Scarico acque	Forzato	Forzato	Forzato	Forzato
Alimentazione	24Vac	220/240V-50/60 Hz	24Vac	220/240V-50/60 Hz
Potenza	46 Watt	46 Watt	100 Watt	100 Watt
Peso	2 Kg	5,5 Kg	1,5 Kg	5 Kg
Dimensioni lpxh	305 x 210 x 104 mm	340 x 280 x 185 mm	301 x 173 x 110 mm	340 x 280 x 185 mm
Garanzia	12 Mes	12 Mes	24 Mes	24 Mes