

Separatori aria/acqua



Anche se reputati non più indispensabili a causa della massiccia sul mercato degli aspiratori chirurgici ad anello umido, i separatori aria/acqua montati su riunito offrono prestazioni molto più performanti al sistema di aspirazione. Anche se si dispone di un ottimo sistema di aspirazione ad anello umido se, ad esempio, il collegamento all'impianto di aspirazione è stato creato con delle curvature, o il motore aspirante è a un piano superiore rispetto al tuo riunito, oppure è lontano dalla tua poltrona, le tubature potrebbero comunque intasarsi di sporizia con conseguente blocco dell'aspirazione, proliferazione batterica e fuoriuscita di cattivi odori. L'installazione di un separatore di ultima generazione direttamente sul riunito, garantisce una continua aspirazione senza tempi di attesa di scarico canister come in passato. Il vantaggio è avere tubature libere e pulite dal riunito al motore aspirante, assenza di cattivi odori e meno vincoli sulla progettazione e realizzazione di impiantistica.



L'MSTI Eco Metasys è un separatore acqua/aria automatico monostudio con valvola di selezione. Il raccoglitore di particelle pesanti integrato impedisce che queste ultime si depositino nel sistema di condutture. Il sistema si integra velocemente e facilmente nei gruppi idrici del riunito. Se l'integrazione nel gruppo di trattamento non fosse possibile, si può procedere all'installazione in un alloggiamento compatto separato.

Codice DE5.115: MSTI Eco per installazione su riunito.

Codice 01010038: MSTI Eco carenato a pavimento.



Compact Eco Dynamic è un separatore acqua/aria monostudio, con raccoglitore integrato delle particelle pesanti e valvola di selezione. Il suo design compatto ne facilita l'installazione; può essere montato direttamente su riunito oppure installato in un alloggiamento compatto separato. L'utilizzo di questo apparecchio impedisce la sedimentazione di grosse particelle nelle condotte a valle.

Codice 01060002: Compact Eco Dynamic per installazione su riunito.

Codice 01060006: Compact Eco Dynamic carenato a pavimento.

Scheda tecnica comparativa

	Codice DE5.115	Codice 01010038	Codice 01060002	Codice 01060006
Tipologia separazione	Acqua-Aria	Acqua-Aria	Acqua-Aria	Acqua-Aria
Installazione	Da riunito	Carenato	Da riunito	Carenato
Adatto per impianti	Aria - Umido	Aria - Umido	Aria - Umido	Aria - Umido
Cod. Barattolo di ricambio	55020705	55020705	55020706	55020706
Capacità barattolo	380 CC	380 CC	320 CC	320 CC
Scarico acque	Forzato	Forzato	Forzato	Forzato
Alimentazione	24Vac	220/240V-50/60 Hz	24Vac	220/240V-50/60 Hz
Potenza	15 Watt	15 Watt	100 Watt	100 Watt
Peso	1,2 Kg	4,7 Kg	1,5 Kg	5 Kg
Dimensioni lpxh	305 x 165 x 104 mm	340 x 280 x 185 mm	302 x 173 x 110 mm	341 x 280 x 185 mm
Garanzia	12 Mesi	12 Mesi	12 Mesi	12 Mesi