

ONLY FOR ITALIAN MARKET

Pulizia e disinfezione delle aree particolari



Le sostanze quotidianamente aspirate o espulse tramite la bacinella tendono a depositarsi all'interno delle tubazioni, con il rischio di possibili infezioni e di odori sgradevoli. METASYS ha creato una gamma di prodotti per la pulizia e disinfezione non aggressiva dell'intera area del gruppo idrico che, utilizzata quotidianamente, previene la formazione di batteri e microrganismi.



GREEN & CLEAN M2

Concentrato duale, deschiumentante attivo per la disinfezione e la deodorizzazione degli impianti di aspirazione e dei separatori d'amalgama. Nuova combinazione di principi attivi:

- M2 verde: composti alifatici d'azoto, alchilamina.
- M2 rosso: composti di ammonio quaternario, alchilamina, composto di guanidina.

Spettro d'azione: battericida / fungicida, tubercolicida, HBV/HIV/HCV.

Codice 60010201: 2 flaconi da 500 ml + dosatore blu (M2 KIT).

Codice 60010202: 4 flaconi da 500 ml (M2 RICARICA 1).

Codice 60010203: 2 flaconi da 500 ml (M2 RICARICA 2).

Codice 40200001-BL: dosatore per M2.



GREEN & CLEAN CL

Detergente concentrato, deschiumentante attivo, per la detersione e la deodorizzazione degli impianti di aspirazione. Privo di aldeidi e fenoli. Una bottiglia dura per circa 100 applicazioni.

Codice 60010301: 2 flaconi da 500 ml + dosatore blu (CL KIT).

Codice 60010302: 2 flaconi da 500 ml (RICARICA 1).



GREEN & CLEAN MB

Detergente con pratico dispenser a spazzola a base di acido citrico con enzimi per una perfetta pulizia della sputacchiera. Elimina depositi di calcare e colore. Eccezionale potere di dissoluzione delle proteine cellulari grazie alla componente enzimatica. Ideale per tutti i separatori di amalgama.

Codice 60020001: 2 x 500 ml + 2 flaconi vuoti + 2 spazzole (MB KIT).

Codice 60020002: 4 x flaconi da 500 ml + 4 spazzole (MB KIT 1).

Codice 60020004: 4 x flaconi da 500 ml (MB RICARICA 2).

Codice 60020009: 1 flacone vuoto con spazzola (MB RICARICA).



GREEN & CLEAN HI

Preparato disinfettante concentrato per il sistema igienizzante automatico HI.

Codice 60010021: 4 buste da 500 ml (HI KIT).



GREEN & CLEAN BR

Soluzione pronta all'uso per sistema biofilm removal METASYS.

Codice 60040300: 2 flaconi da 1000 ml.



GREEN & CLEAN AD

Soluzione ad alta efficacia pronta all'uso per la disinfezione, per immersione, di tutti i lavori protesici, delle protesi dentistiche, delle impronte medicodentistiche in silicone, polietere e alginati. Massimo rispetto dei materiali. Mantiene inalterata la qualità superficiale. Perizia di stabilità della forma (Istituto Fresenius). Utilizzabile per alginati, siliconi, polietere, idrocolloidi, e cucchiari portaimpronta. Eccezionale azione detergente. Attivo 1 settimana. Inserita nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario, alchilamina, tensioattivi. Priva di formaldeidi e di fenoli. Spettro d'azione:

HBV-HIV-HCV: 1 minuto.

Battericida-fungicida: 5 minuti.

Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030074: 1 tanica da 5 litri.

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.



GREEN & CLEAN WK

Concentrato per la disinfezione delle canalizzazioni dell'acqua nei gruppi di trattamento dentistico. CE 0408.

Codice 60040100-1: 4 flaconi da 750 ml (WK RICARICA 1).

Codice 60040101: 6 flaconi da 1000 ml per METASYS WEK per riunito Eurodent (WK RICARICA 2).