

ONLY FOR ITALIAN MARKET

Pulizia e disinfezione delle superfici



La pulizia dell'ambiente in qualsiasi luogo di vita comune ha un'importanza fondamentale per il controllo della carica batterica e, se correttamente eseguita, può portare il grado di contaminazione ambientale pari a zero. Dopo ogni trattamento è necessario disinfettare e pulire tutte le superfici vicino alle quali si trovava il paziente che potrebbero essere state contaminate, sia per contatto sia per nebulizzazione. I prodotti METASYS GREEN&CLEAN raggiungono tutte le superfici, anche le più difficili, esercitando un'azione rapida ed efficace, senza risciacquo, contro i batteri presenti.



GREEN & CLEAN SD

Disinfettante spray alcolico per la disinfezione delle superfici dei prodotti medici (superfici non sensibili all'alcol del riunito, tavoli, pensili o ricettacoli). L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408.

Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide.

Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030001: flacone con spruzzatore + 5 buste da 750 ml (SD KIT).

Codice 60030002: 6 buste da 750 ml (SD RICARICA 1).

Codice 60030003: tanica da 5 litri (SD RICARICA 2).

Codice 40200005: flacone con spruzzatore (vuoto).

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.



GREEN & CLEAN SK

Schiuma disinfettante senza alcol per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici (superfici sensibili all'alcol del riunito, maniglie, rivestimenti in pelle / simil-pelle). L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Esente da aldeidi, fenoli e fosfati. Testato secondo i criteri VAH/DGHM. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 1 minuto. Battericida-fungicida: 1 minuto.

Codice 60030110: flacone con spruzzatore da 750 ml (SK START).

Codice 60030111: 6 flaconi da 750 ml + 2 spruzzatori (SK BASE).

Codice 60030112: tanica da 5 litri (SK RICARICA).



GREEN & CLEAN MK

Salviette disinfettanti senza alcol, pronte all'uso, per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici (superfici sensibili all'alcol del riunito, maniglie, rivestimenti in pelle / simil-pelle). L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Esente da aldeidi, fenoli e fosfati. Testato secondo i criteri VAH/DGHM. CE 0408.

Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 1 minuto. Battericida-fungicida: 1 minuto.

Codice 60030130: dispenser con 70 salviette + flacone SK da 750 ml (MK START).

Codice 60030131: dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica 5 litri SK (MK KIT 1).



GREEN & CLEAN MT

Salviette alcoliche extra-grandi, pronte all'uso, per la disinfezione esterna delle grandi superfici e attrezzature. L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030091: dispenser con 70 salviette + flacone da 750 ml SD (MT START).

Codice 60030092: dispenser con 70 salviette + 5 x 70 salviette (MT RICARICA 2).

Codice 60030093: dispenser con 70 salviette + 5 x 70 salviette + 6 flaconi SD da 750 ml (MT KIT 1).

Codice 60030094: dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica SD da 5 litri (MT KIT 2).

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.



GREEN & CLEAN WD

Salviette alcoliche in tessuto resistente allo strappo per la disinfezione esterna delle piccole superfici e attrezzature. Chiusura sigillata. L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030018: dispenser con 120 salviette (WD START).

Codice 60030011: dispenser con 120 salviette + 3 buste da 120 salviette (WD KIT).

Codice 60030012: 6 buste da 120 salviette (WD RICARICA).



GREEN & CLEAN RD N

Concentrato per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici. Ottima tollerabilità da parte dei materiali. Adatto anche per vetro acrilico e plexiglass. Con 5 litri di concentrato, diluiti allo 0,25%, si ottengono 2000l di soluzione. Privo di aldeidi. Inseriti nella lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario e alchilamina. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: soluzione allo 0,25%: 60 minuti - soluzione allo 0,5%: 30 minuti / Battericida - fungicida: soluzione allo 0,25%: 4 ore - soluzione allo 0,5%: 1 ora - soluzione al 1,5%: 30 minuti - soluzione al 2%: 15 minuti / Tuberculicida: soluzione al 2%: 30 minuti - soluzione al 4%: 15 minuti.

Codice 60030023: 4 flaconi da 500 ml + dosatore (RD N START).

Codice 60030028: tanica da 5 litri (RD N RICARICA).

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.

Codice 40200016: dosatore per RD N.