



GREEN & CLEAN SD

Disinfettante spray alcolico per la disinfezione delle superfici dei prodotti medici (superfici non sensibili all'alcol del riunito, tavoli, pensili o ricettacoli). L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408.

Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide.

Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030001: flacone con spruzzatore + 5 buste da 750 ml (SD KIT).

Codice 60030002: 6 buste da 750 ml (SD RICARICA 1).

Codice 60030003: tanica da 5 litri (SD RICARICA 2).

Codice 40200005: flacone con spruzzatore (vuoto).

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.



GREEN & CLEAN SK

Schiuma disinfettante senza alcol per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici (superfici sensibili all'alcol del riunito, maniglie, rivestimenti in pelle / simil-pelle). L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Esente da aldeidi, fenoli e fosfati. Testato secondo i criteri VAH/DGHM. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 1 minuto. Battericida-fungicida: 1 minuto.

Codice 60030110: flacone con spruzzatore da 750 ml (SK START).

Codice 60030111: 6 flaconi da 750 ml + 2 spruzzatori (SK BASE).

Codice 60030112: tanica da 5 litri (SK RICARICA).



GREEN & CLEAN MK

Salviette disinfettanti senza alcol, pronte all'uso, per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici (superfici sensibili all'alcol del riunito, maniglie, rivestimenti in pelle / simil-pelle). L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Esente da aldeidi, fenoli e fosfati. Testato secondo i criteri VAH/DGHM. CE 0408.

Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 1 minuto. Battericida-fungicida: 1 minuto.

Codice 60030130: dispenser con 70 salviette + flacone SK da 750 ml (MK START).

Codice 60030131: dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica 5 litri SK (MK KIT 1).



GREEN & CLEAN MT

Salviette alcoliche extra-grandi, pronte all'uso, per la disinfezione esterna delle grandi superfici e attrezzature. L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030091: dispenser con 70 salviette + flacone da 750 ml SD (MT START).

Codice 60030092: dispenser con 70 salviette + 5 x 70 salviette (MT RICARICA 2).

Codice 60030093: dispenser con 70 salviette + 5 x 70 salviette + 6 flaconi SD da 750 ml (MT KIT 1).

Codice 60030094: dispenser con 70 salviette + 6 x 70 salviette + tanica SD da 5 litri (MT KIT 2).

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.



GREEN & CLEAN WD

Salviette alcoliche in tessuto resistente allo strappo per la disinfezione esterna delle piccole superfici e attrezzature. Chiusura sigillata. L'effetto prolungato impedisce l'insediamento di nuovi germi presenti nell'aria. Inseriti nella Lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: alcoli, composti di ammonio quaternario e glyoxal. Senza formaldeide. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: 30 secondi. Battericida - fungicida: 1 minuto. Tuberculicida: 5 minuti.

Codice 60030018: dispenser con 120 salviette (WD START).

Codice 60030011: dispenser con 120 salviette + 3 buste da 120 salviette (WD KIT).

Codice 60030012: 6 buste da 120 salviette (WD RICARICA).



GREEN & CLEAN RD N

Concentrato per la disinfezione delle superfici sensibili all'alcol dei prodotti medici. Ottima tollerabilità da parte dei materiali. Adatto anche per vetro acrilico e plexiglass. Con 5 litri di concentrato, diluiti allo 0,25%, si ottengono 2000l di soluzione. Privo di aldeidi. Inseriti nella lista VAH/DGHM e ÖGHMP. CE 0408. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti di ammonio quaternario e alchilamina. Spettro d'azione: HBV-HIV-HCV: soluzione allo 0,25%: 60 minuti - soluzione allo 0,5%: 30 minuti / Battericida - fungicida: soluzione allo 0,25%: 4 ore - soluzione allo 0,5%: 1 ora - soluzione al 1,5%: 30 minuti - soluzione al 2%: 15 minuti / Tuberculicida: soluzione al 2%: 30 minuti - soluzione al 4%: 15 minuti.

Codice 60030023: 4 flaconi da 500 ml + dosatore (RD N START).

Codice 60030028: tanica da 5 litri (RD N RICARICA).

Codice 40200004: rubinetto per tanica da 5 litri.

Codice 40200016: dosatore per RD N.