

OLIO LUBRIFICANTE

La linea per la lubrificazione Ivory è divenuta speciale grazie ad una capacità sgrassante e pulente insuperabile. Nessun surriscaldamento delle parti dinamiche, meno depositi di impurità, minore consumo, minori spese, più protezione per una durata maggiore, nessuno stress termico o ossidazioni, alte prestazioni, minori spese per l'assistenza tecnica sono solo alcuni dei vantaggi dell'olio Ivory.

FAST-OIL, IL NUOVO SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

L'innovativo sistema di lubrificazione **Fast-Oil** è ideato e realizzato da Ivory per la linea Silk Line rappresenta una delle più importanti novità del mercato. Nella nuova linea Silk Line puoi lubrificare con olio spray le turbine dalla parte anteriore, liberandoti definitivamente dal vincolo degli adattatori. Ciò è possibile grazie al rivoluzionario sistema di distribuzione del lubrificante creato all'interno del rotore. Il risultato è un'oggettiva ottimizzazione dei costi di riparazione, minimizzando la possibilità di errori di manutenzione da parte dell'operatore e del tempo di lavoro nella gestione degli strumenti.



Adattatore per
turbine e micromotori
REF. CL5.001V



Adattatore per
contrangoli e testine
REF. LIV1013



Olio lubrificante Silk Oil
REF. OL101S