

# Bracci portamonitor




Strumenti indispensabili all'interno di uno studio dentistico, i monitor e i computer non devono compromettere gli elevati standard di igiene richiesti. Le apparecchiature, oltre a possedere i requisiti medicali, devono essere funzionali in quanto a mobilità e praticità di utilizzo, oltre ad avere un'estetica accurata ed accattivante. I bracci proposti supportano tutti i tipi di monitor, l'installazione è molto semplice e non necessita di un tecnico specializzato, ma solo di una comune chiave a brugola. Sono dotati di una maniglia per movimentare al meglio monitor o monitor PC fissati sull'attacco Vesa 75 o 100. La nuova linea di bracci componibili firmati Tecnomed Italia si distingue per la sua versatilità; è possibile, infatti, scegliere tra diverse misure dei vari componenti. In questo modo potrai crearti il braccio su misura per le tue esigenze.

I cavi, optional, possono essere integrati al braccio. È possibile scegliere fra i cavi convenzionali di tipo VGA, USB e alimentazione.


# Braccio orizzontale snodato componibile

## Ganascia




	Codice GA459010	Codice GA509010	Codice GA559010
Colore	Bianco dentale*	Bianco dentale*	Bianco dentale*
L	115 mm	115 mm	115 mm
H	90 mm	90 mm	90 mm
A	ø 35 mm	ø 35 mm	ø 35 mm
B	ø 45 mm	ø 50 mm	ø 55 mm
Passaggi cavi	●	●	●
Garanzia	24 mesi	24 mesi	24 mesi

## Ganascia



	Codice BL459010	Codice BL509010	Codice BL609010
Colore	Bianco dentale*	Bianco dentale*	Bianco dentale*
L	88 mm	90 mm	78 mm
H	89 mm	89 mm	89 mm
A	ø 35 mm	ø 35 mm	ø 35 mm
B	ø 45 mm	ø 50 mm	ø 60 mm
Passaggi cavi	●	●	●
Garanzia	24 mesi	24 mesi	24 mesi


## Braccio



	Codice BR309010	Codice BR409010
Colore	Bianco dentale*	Bianco dentale*
L	300 mm	400 mm
H	220 mm	220 mm
A	ø 35 mm	ø 35 mm
Passaggi cavi	●	●
Garanzia	24 mesi	24 mesi

\* Tonalità tra RAL9003 E RAL9010

## Attacco VESA




	Codice SV019010	Codice SV029010
Colore	Bianco dentale*	Bianco dentale*
Maniglia	●	
A	115 mm	115 mm
B	115 mm	115 mm
L	245 mm	
Garanzia	24 mesi	24 mesi

## Staffa



	Codice SV039003
L	363 mm
A	225 mm
B	43 mm
Garanzia	24 mesi

## Braccio completo Eco



	Codice BR45EC
Colore	Bianco dentale*
L	330 mm
Ganascia Ø	42-45 mm
Braccio cavo	Passaggi cavi
Ganascia cava	NO
Attacco VESA	75-100
Garanzia	24 mesi

\* Tonalità tra RAL9003 E RAL9010

# Accessori



Cavo USB amplificato 5 metri.  
Codice CL04USB



Cavo VGA 5 metri. Installazione  
connettore.  
Codice CL05VGA