



MONITOR & PC

# VISIONMED

## Monitor



I monitor Visionmed 19" di Tecnomed Italia, dal design sottile, utilizzano uno schermo LCD ad alta luminosità.

Sono dotati di un cristallo di protezione anteriore che protegge lo schermo, rendendolo impermeabile agli agenti pulenti e resistenti alla polvere. Sono stati concepiti per ottenere massime prestazioni in termini di visualizzazione di immagini a colori e in scala di grigi.

*Tecnomed Italia's slim-line monitors feature high luminosity LCD screens. Tecnomed Italia monitors are fitted with a special outer glass to protect the LCD screen and ensure impermeability to cleaning solutions.*


*These monitors are designed for superb performance with both colour and greyscale images*

<b>Codice articolo</b> <i>Product code</i>	<b>MOT19SE</b>	<b>MOT19MEN</b>
Schermo piatto <i>Flat screen</i>	19" TFT LCD	19" TFT LCD
Vetro protettivo <i>Outer glass</i>	Vetro <i>Glass</i>	Vetro <i>Glass</i>
Formato <i>Aspect ratio</i>	16:9	16:9
Risoluzione <i>Resolution</i>	1440 x 900	1440 x 900
Alimentazione (VDC) <i>Power supply (VDC)</i>	12	12
Alimentatore <i>Mains adapter</i>	12 VDC / 220 VAC	12 VDC / 220 VAC
Alimentatore medicale <i>Medical mains adapter</i>		● IEC 60601
Attacco <i>Mounting</i>	VESA 100	VESA 100
Input <i>Inputs</i>	HDMI / DVI	HDMI / DVI
Dimensioni (l x h x p cm) <i>Dimensions (w x l x h mm)</i>	45 x 29 x 6	45 x 29 x 6
Colore <i>Color</i>	RAL9003	RAL9003
Garanzia (mesi) <i>Warranty (months)</i>	24	24
CE <i>CE</i>	●	●

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie  
 Legend: ● = standard // empty = not available

# TECNOTOUCH

## All-In-One PC



Per una corretta visualizzazione delle immagini servono apparecchiature all'avanguardia, in grado di riprodurre le immagini e i colori in maniera verosimile. Il PC touch screen, con alimentatore medicale IEC60601, è in grado di soddisfare diverse esigenze, prestando particolare attenzione alla qualità delle immagini rappresentate, alla facilità di installazione e di sanificazione, quest'ultimo un requisito indispensabile per gli ambienti a rischio di contaminazione. La principale caratteristica del PC "all in one" TecnoTouch di Tecnomed Italia è costituita dalle funzionalità multimediali accessibili anche tramite touch screen

*Computer equipment for viewing medical images must be advanced enough to display faithful graphics and realistic colours. Our touch screen PC with IEC 60601 medical class power supply are de-signed to meet a wide range of needs, and are especially suitable for displaying top quality images. This device is easy to install and – an indispensable prerequisite for any medical environment – easy to sanitise too. The most important characteristics of this all-in-one medical PC from Tecnomed Italia are its multimedia functionality and its touch screen interface.*

<b>Codice articolo</b> <i>Product code</i>	<b>MOT238PCT</b>
Schermo piatto <i>Flat screen</i>	21.5" LED Touch screen IPS
Formato <i>Aspect ratio</i>	16:9
Scheda grafica integrata <i>Integrated graphics</i>	Intel® UHD Graphics 610
Reti <i>Networking</i>	Wireless LAN - Ethernet LAN - Bluetooth
Alimentazione (VDC) <i>Power supply</i>	19
Alimentatore <i>Mains adapter</i>	19 VDC / 220VAC
Alimentatore medicale <i>Medical mains adapter</i>	● IEC 60601
Risoluzione <i>Resolution</i>	1920 x 1080 Full HD
Processore <i>Microprocessor</i>	Intel® Pentium® Gold 4.0 GHz
RAM <i>RAM-HDD</i>	DDR4-SDRAM 4GB
Capacità totale di archiviazione <i>Total storage</i>	64 GB
Supporto di memoria <i>Memory support</i>	SSD
Attacco <i>Mounting</i>	VESA 100
Input/Output <i>Input/Output</i>	2*USB 3.0, 4*USB 2.0, HDMI
Output <i>Output</i>	VGA, RJ45, Audio
Sistema operativo <i>Operating system</i>	Windows 10 professional
Dimensioni (lxhxp mm) <i>Dimensions (wxlhx mm)</i>	546 x 330 x 60
Colore <i>Color</i>	RAL 9003
Touchscreen <i>Touchscreen</i>	●
Tastiera Wireless <i>Wireless Keyboard</i>	●
Mouse Wireless <i>Wireless Mouse</i>	●
Garanzia (mesi) <i>Warranty (months)</i>	24
CE <i>CE</i>	●

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie  
Legend: ● = standard // empty = not available



Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy  
Phone +39 0721 955125 Fax +39 0721 955229 - [www.tecnomeditalia.com](http://www.tecnomeditalia.com)