




# Scheda tecnica comparativa

	AP193UT	AP195	AP195W
Codice articolo			
Funzionamento	Con PC	Autonomo e/o con PC	Autonomo e/o con PC
Sensore	1/4 SONY CCD	1/4 SONY CCD	1/4 SONY CCD
Risoluzione	720x480	1280x1024	1280x1024
Definizione (MP)	2.0	2.0	2.0
Sensibilità/Luminosità (lum)	6	6	6
Spegnimento automatico a riposo	●	●	●
Uscita	USB 2.0	USB2.0 - VGA	USB 2.0 - VGA
Peso manipolo (gr)	50	45	80 (con trasmettitore)
Collegamento manipolo	Cavo	Cavo	Wireless
Lunghezza cavo (metri)	2,5	2,45	2,45
Illuminazione	6 led	6 led	6 led
Ottica	Fissa	Fissa	Fissa
Angolazione prospettiva	105°	105°	105°
Autofocus mm	3-50	3-50	3-50
Stazione di memoria		USB 2 GB (fino a 1000 immagini)	USB 2 GB (fino a 1000 immagini)
Software	Windows 7 (32-64 bit) - Windows 8 - Windows 10	Windows 7 (32-64 bit) - Windows 8 - Windows 10 - Vista	Windows 7 (32-64 bit) - Windows 8 - Windows 10 - Vista
Alimentatore	USB 2.0	12 VDC / 24 VAC	12 VDC / 24 VAC
Alimentatore da riunito (DE5.0612)		12 VDC / 24 VAC	12 VDC / 24 VAC
Garanzia (mesi)	24	24	24

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie