


# Seggiolini Comfort Line



ERGO A




EGG R




StingST

La scelta di un appropriato seggiolino risulta un investimento d'importanza rilevante per la salute dell'operatore. Tecnodent è da sempre specializzata nel progettare seggiolini professionali ergonomici che favoriscono una postura corretta, mantenendo la curvatura naturale della colonna vertebrale e assicurando una distribuzione uniforme del peso senza compressioni dolorose. I seggiolini delle linee EGG R, ERGO A & StingST sono stati progettati per offrire il miglior comfort a professionisti e pazienti di ogni settore.



La tappezzeria dei modelli ERGO A, EGG R e StingST è in similpelle di alta qualità, priva di cuciture, facile da pulire e igienizzare. Inoltre è ignifuga secondo la normativa ISO 6875 e UNI 4818.74. L'utilizzo di questa tappezzeria rende la seduta morbida, anatomica e assicura una distribuzione uniforme del peso, senza compressioni dolorose.



Il modello StingST è stato studiato per professionisti che lavorano seduti per molte ore. La seduta a forma di sella fa sì che il corpo mantenga la postura ottimale. La posizione delle gambe a "V" da sollievo alla spina dorsale e migliora la circolazione. È inoltre possibile regolarne l'inclinazione.



Lo schienale girevole a forma di "U", presente nei modelli ERGO A e EGG R, offre un buon supporto alla schiena e un comodo appoggio per il braccio dell'utilizzatore. È possibile modificare la posizione dello schienale, ribaltandolo da destra a sinistra, rendendo il seggiolino particolarmente idoneo anche per i professionisti mancini.

## Scheda colori e codici

Colori disponibili	Codice ordine ERGO A	Codice ordine EGG R	Codice ordine StingST	Colori disponibili	Codice ordine ERGO A	Codice ordine EGG R	Codice ordine StingST
 RAL 9017 Nero	<b>DE8.06T1007</b>	<b>DE8.03T1007</b>	<b>DE8.05T1007</b>	 RAL 6019 Verde mela	<b>DE8.06T5515</b>	<b>DE8.03T5515</b>	<b>DE8.05T5515</b>
 RAL 9002 Bianco	<b>DE8.06T9002</b>	<b>DE8.03T9002</b>	<b>DE8.05T9002</b>	 RAL 3003 Rosso	<b>DE8.06T1414</b>	<b>DE8.03T1414</b>	<b>DE8.05T1414</b>
 RAL 5003 Blu notte	<b>DE8.06T5003</b>	<b>DE8.03T5003</b>	<b>DE8.05T5003</b>	 RAL 4008 Porpora	<b>DE8.06T5510</b>	<b>DE8.03T5510</b>	<b>DE8.05T5510</b>
 RAL 5002 Blu elettrico	<b>DE8.06T1009D</b>	<b>DE8.03T1009D</b>	<b>DE8.05T1009D</b>	 RAL 4009 Ciclamino	<b>DE8.06T3492</b>	<b>DE8.03T3492</b>	<b>DE8.05T3492</b>
 RAL 5012 Blu pervinca	<b>DE8.06T3491</b>	<b>DE8.03T3491</b>	<b>DE8.05T3491</b>	 RAL 3022 Salmone	<b>DE8.06T7791</b>	<b>DE8.03T7791</b>	<b>DE8.05T7791</b>
 RAL 6000 Verde foglia	<b>DE8.06T5511</b>	<b>DE8.03T5511</b>	<b>DE8.05T5511</b>	 RAL 1017 Zafferano	<b>DE8.06T5503</b>	<b>DE8.03T5503</b>	<b>DE8.05T5503</b>
 RAL 6027 Verde acquamarina	<b>DE8.06T3493</b>	<b>DE8.03T3493</b>	<b>DE8.05T3493</b>				

# Seggiolini Handy Line



Beauty



Round

La scelta di un appropriato seggiolino ha un'importanza rilevante per la salute dell'operatore.

I seggiolini professionali Beauty e Round sono stati progettati per offrire il miglior comfort anche dopo lunghe ore di intervento. La loro struttura ergonomica permette di mantenere una postura corretta, assicurando una distribuzione uniforme del peso.


L'utilizzo di una tappezzeria in ecopelle, antimicrobica e idrorepellente, garantisce una facile igienizzazione dei seggiolini. La gamma offre trenta colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.



La tappezzeria in ecopelle di alta qualità rende la seduta morbida e anatomica, assicurando una distribuzione uniforme del peso corporeo, senza compressioni dolorose.



Beauty e Round sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile e regolazione della profondità dello schienale.



Nel modello Round lo schienale è regolabile anche in altezza ed inclinazione.

## Colori disponibili

RAL 3015 Rosa chiaro G17	RAL 4006 Porpora G18	RAL 4008 Violetto segnale G19	RAL 4007 Porpora violetto G20	RAL 4004 Viola bordeaux G11	RAL 4001 Lilla rossastro G59	RAL 1032 Giallo traffico G8	RAL 2011 Arancio profondo G9	RAL 3031 Rosso orientale G10	RAL 6019 Verde biancastro G13	RAL 6018 Verde giallastro G14	RAL 6017 Verde maggio G83	RAL 6011 Verde reseda G15	RAL 6020 Verde cromo G16	RAL 8019 Marrone grigiastro G47
RAL 1001 Beige G30	RAL 1002 Giallo sabbia G31	RAL 8002 Marrone segnale G32	RAL 9003 Bianco segnale G33	RAL 3020 Rosso traffico G34	RAL 3004 Rosso porpora G35	RAL 9001 Bianco crema G36	RAL 6027 Verde chiaro G37	RAL 6000 Verde patina G38	RAL 5024 Blu pastello G39	RAL 5023 Blu distante G40	RAL 5003 Blu zaffiro G41	RAL 7040 Grigio finestra G42	RAL 7011 Grigio ferro G43	RAL 9004 Nero segnale G44

## Codici ordine

Codice ordine*	DE8.07X	DE8.08X
Modello	Beauty	Round

\*Specificare colore tappezzeria

# Seggiolini Standard Line



Smile



Silver

Comodi ed ergonomici, i seggiolini Smile e Silver rispettano l'anatomia e si affermano nel mercato grazie all'elevato rapporto qualità-prezzo.

Le leve di regolazione sono facilmente accessibili, permettendo di regolare l'altezza del seggiolino senza interrompere il trattamento.

La gamma offre otto colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.



Le morbide imbottiture anatomiche sono confortevoli anche durante gli interventi più lunghi. L'utilizzo di un tessuto ignifugo e senza cuciture ne permette una facile igienizzazione e pulizia.











Tutti i seggiolini sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile. Il modello Silver è inoltre dotato della regolazione dell'inclinazione dello schienale.










Grazie all'apposita manopola presente nel modello Silver, è possibile regolare l'altezza dello schienale.

## Scheda colori e codici

Colori disponibili	Codice ordine Smile	Codice ordine Silver	Colori disponibili	Codice ordine Smile	Codice ordine Silver
 A1 - RAL5002 Azzurro Pervinca	<b>DE8.02.A1</b>	<b>DE8.01.A1</b>	 A10 - RAL5018 Verde Acido	<b>DE8.02.A10</b>	<b>DE8.01.A10</b>
 A2 - RAL5005 Blu Segnale	<b>DE8.02.A2</b>	<b>DE8.01.A2</b>	 A8 - RAL3020 Rosso Traffico	<b>DE8.02.A8</b>	<b>DE8.01.A8</b>
 A9 - RAL5003 Blu Zaffiro	<b>DE8.02.A9</b>	<b>DE8.01.A9</b>	 A11 - RAL3012 Rosso Beige	<b>DE8.02.A11</b>	<b>DE8.01.A11</b>
 A3 - RAL6027 Verde Chiaro	<b>DE8.02.A3</b>	<b>DE8.01.A3</b>	 A6 - RAL1007 Giallo Narciso	<b>DE8.02.A6</b>	<b>DE8.01.A6</b>

# Scheda tecnica comparativa seggiolini

<b>Codice ordine*1</b>	<b>ERGO A</b>  <b>DE8.06TX</b>	<b>EGG R</b>  <b>DE8.03TX</b>	<b>StingST</b>  <b>DE8.05TX</b>	<b>Beauty</b>  <b>DE8.07X</b>	<b>Round</b>  <b>DE8.08X</b>	<b>Smile</b>  <b>DE8.02X</b>	<b>Silver</b>  <b>DE8.01X</b>
Base	Alluminio	Poliuretano	Alluminio	Lamiera cromata	Lamiera cromata	ABS	Lamiera cromata
Regolazione alzata seduta	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione inclinazione seduta			●				
Regolazione alzata schienale			●		●		●
Regolazione inclinazione schienale			●		●		●
Regolazione profondità schienale				●	●		
Rotazione schienale	●	●					
Dimensioni seduta (mm)	Ø 416	Ø 380	400 x 370	450 x 500	Ø 400	Ø 350	440 x 360
Altezza minima (mm)	525	470	530	420	420	450	450 *2
Altezza massima (mm)	715	650	720	560	560	600	600 *2
Prolunga alzata 150 mm							Optional Codice ordine DE8.014*2
Materiale ruote	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Ruote antistatiche							
Peso (Kg)	22	22	19	10	10	8	10
Carico massimo ammesso (Kg)	135	135	135	150	150	115	115
Garanzia (mesi)	12	12	12	12	12	12	12
Certificazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

\*1 Specificare colore tappezzeria.

\*2 Il seggiolino Silver con prolunga DE8.014 ha un'altezza minima di 600mm e un'altezza massima di 750mm.

Legenda: ● = di serie // vuoto = non di serie