


# RICAMBI PER ATTACCHI RAPIDI

---

## *QUICK CONNECTORS SPARE PARTS*



Bien Air®  
Ivory®  
Kavo®  
MK-Dent®  
NSK®  
Sirona®  
W&H®

# RICAMBI PER ATTACCHI TURBINA

## DENTAL COUPLINGS SPARE PARTS

Tecnomed Italia propone una vasta gamma di ricambi compatibili per attacchi turbina, costruiti con materiali di qualità. Tutti i ricambi sono realizzati da aziende specializzate nella micromeccanica di precisione medica e seguono norme specifiche atte a soddisfare i requisiti di un sistema di gestione per la qualità EN ISO 13485.

*Tecnomed Italia offers a wide range of dental couplings spare parts compatible with most equipment manufacturers. All spare parts are made by companies specialized in medical precision micromechanics and are manufactured in accordance of the EN ISO 13485.*

### PLUS PRINCIPALI

#### MAIN PLUS

- ✓ Materiali di alta qualità
- ✓ Tutti i ricambi sono approvati dal team tecnico
- ✓ Vasta gamma
- ✓ Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- ✓ 12 mesi di garanzia
- ✓ EN ISO 13485

- ✓ Top quality materials
- ✓ All our spares are approved by our technical team
- ✓ Wide range
- ✓ Italian warranty of all our spares
- ✓ 12-month warranty
- ✓ EN ISO 13485

# LAMPADINE LED


## LED BULBS


Le nostre lampadine LED sono caratterizzate da un colore di luce naturale di 5500K che non infastidisce gli occhi; la zona è ben illuminata, i colori non sono sfalsati e il rapporto luminosità/contrasto è ottimale. Con un investimento di poche decine di euro e in pochi minuti è possibile sostituire la tua lampadina alogena con quella a luce LED migliorando così le tue prestazioni lavorative, con un ritorno economico non indifferente.

*Our LED bulbs are carefully selected to produce natural light (5500 K) that does not cause eye strain. These well designed and robust LEDs project an excellent beam of light. A few dozen Euros and a couple of minutes' work is all you need to replace your old halogen bulb with a brand new LED bulb unit. And working better and faster means a sure return on your investment.*

- ✓ Luce naturale, 5500 K.
- ✓ Vasta gamma
- ✓ Lunga durata
- ✓ Nessuna sostanza pericolosa
- ✓ 12 mesi di garanzia
- ✓ 70% di risparmio energetico

- ✓ Natural light, 5500 K.
- ✓ Wide range
- ✓ Long lasting
- ✓ No hazardous substances
- ✓ 12-month warranty
- ✓ 70% energy savings






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bulb protection cap</b>	<b>Bulb</b>	<b>Kit oring Multiflex</b>	<b>Soked</b>	<b>Spring</b>	<b>O-ring valve small</b>	<b>O-ring valve big</b>	<b>Valve</b>	<b>Ball</b>	<b>Flow ring</b>	<b>Gasket</b>
C30LK.0	BIV8000KT (Led) BIV7000 (Halogen)	QC5001K	C30LK.3	AVAILABLE ON REQUEST	OIV163	OIV416K	AVAILABLE ON REQUEST	AVAILABLE ON REQUEST	C31LK.1	GIV1016H

**RELATED PRODUCTS**

**Key for disassembly**


**Order code**  
KIV0465K




# Ivory® C30LW - MK-Dent® 5016W - W&H® RQ24





	1	2
	<b>Kit o-ring multiflex</b>	<b>Gasket</b>
<b>Order code</b>	OIV139	GIV1016H

<b>RELATED PRODUCTS</b>			
<b>Bulb</b>	<b>Bulb</b>	<b>Bulb</b>	
<b>Order code</b>	BIV7000W (Halogen)	BIV8000WHT (Led)	BIV8000WHTV2 (Led - inverted polarity)




			
	1	1	2
	<b>Bulb</b>	<b>Bulb</b>	<b>Gasket</b>
<b>Order code</b>	BIV8000NT (Led)	BIV8000NMM (Led - for model NSK PTL-CL)	GIV1016H
	BIV7000NS (Halogen)		









	<b>RELATED PRODUCTS</b>
	
	<b>Kit o-ring handpiece</b>
<b>Order code</b>	OIV141121



	1	2	3	4	5	6	7
	Kit o-ring Unifix	Valve	Spring	O-ring valve small	O-ring valve big	Ball	Gasket
Order code	OR770B	AVAILABLE ON REQUEST	AVAILABLE ON REQUEST	AVAILABLE ON REQUEST	AVAILABLE ON REQUEST	AVAILABLE ON REQUEST	GIV1016H

RELATED PRODUCTS	
Bulb	Bulb
Order code	Order code
BIV7000AB (Halogen)	BIV8000BAT (Led)



								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Bulb	O-ring attacco	Spring	Valve	O-ring valve small	O-ring valve big	Ball	Gasket
Order code	BIV8000SBT (Led)	OR990S	AVAILABLE ON REQUEST (only for Ivory C30LS)	AVAILABLE ON REQUEST (only for Ivory C30LS)	AVAILABLE ON REQUEST (only for Ivory C30LS)	AVAILABLE ON REQUEST (only for Ivory C30LS)	AVAILABLE ON REQUEST (only for Ivory C30LS)	GIV1016H
	BIV7000SB (Halogen)							