



myonic

optimyn




Myonic è un'industria internazionale tedesca, con filiali in Germania, Repubblica Ceca e Austria, specializzata nella produzione di cuscinetti; dal 2009, la società fa parte del gruppo giapponese Minebea.


Fornisce diversi prodotti che trovano applicazione nell'industria medica, meccanica e aereaospaziale.

In continua crescita, Myonic mira all'eccellenza grazie a capacità, efficienza e *know-how* dei propri dipendenti. La cura del dettaglio, precisione e qualità sono *step* fondamentali nella costruzione dei prodotti.

L'azienda nasce principalmente per lo sviluppo di soluzioni per l'**industria dentale**: i prodotti dentali myonic possono raggiungere velocità fino a 500.000 giri/min e sopportare migliaia di processi di stelizzazione; progettati per la massima durata e la minima emissione di rumore, i cuscinetti Myonic rispettano elevati standard di qualità. Con soluzioni che soddisfano anche le aspettative dei clienti più esigenti, Myonic è da molti anni leader del settore nel mercato mondiale




L'esempio di riferimento mostra un ampio cuscinetto flangiato con sfere in ceramica, fenolico.



Il marchio **Optimyn** di cuscinetti di ricambio per manipoli dentali elimina il compromesso tra qualità e prezzo introducendo una nuova linea di cuscinetti di ricambio standardizzati che coprono le applicazioni dentali più comuni. Le aziende di riparazione dentale devono affrontare una costante sfida nel soddisfare le esigenze di prestazioni del cliente finale, il dentista, pur rimanendo competitivi in un mercato sensibile ai prezzi. La linea di prodotti Optimyn soddisfa la necessità di una soluzione affidabile a un prezzo inferiore, combinando la standardizzazione dei componenti con le risorse di produzione ad alto volume disponibili attraverso Minebea, il produttore leader mondiale di cuscinetti a sfere di precisione miniaturizzati integrati verticalmente.



optimyn



bore size	Ø3,175 mm .125"									
OD size	Ø6,35 mm .25" - 418						Ø7,938 mm .3125" - 518			
width	2,381 mm .0937" - narrow		2,778 mm .1094" - wide			2,381/2,778 mm .0937/.1094" - narrow		3,572 mm .1406"		
comment	straight	stepped	straight	stepped	standard flange Ø7,518mm .296"	unique flange Ø7,518mm .296"	straight extended inner ring	stepped extended inner ring	straight bigger size	





Myonic Germany

myonic GmbH
Steinbeisstraße 4, 88299 Leutkirch, Germany
+49 7561 978 0 | +49 7561 978 280
info.de@myonic.com

Sito Web: www.myonic.com



Hanno scelto Myonic anche:



Tecnomed Italia srl | Via Salvador Allende n. 2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) | Italy

Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.