

Termotec^{pro}

Di fondamentale importanza è anche la registrazione della temperatura corporea del paziente prima che acceda alle cure, prassi eseguibile con un termometro a infrarossi. Ce ne sono tanti in commercio, molti dei quali di tipo domestico, ma pochi di tipo professionale. In ambito medicale, ovviamente, è necessario uno strumento affidabile.

Termotec *pro* è il termometro a infrarossi professionale a contatto indiretto, che rientra nella fascia dei dispositivi medici, in grado di misurare con esattezza la temperatura del paziente, fino ad una distanza di massimo 5 cm. Il display, per di più, assume una colorazione specifica in base alla temperatura rilevata.

Dotato di un allarme che segnala eventuali errori durante l'acquisizione della temperatura, l'ergonomia e l'intuitività del display lo rendono semplice da utilizzare. Emette un segnale acustico di allerta nel caso si evidenzii una temperatura corporea al di sopra dei 37,5 °C.



Caratteristiche

- Spegnimento automatico
- Dimensione 145x88x42 mm
- Peso 140g
- Gamma di funzionamento: temperatura corporea da 32.1 a 42.9 °C
- Alimentazione: 2 batterie AA DC 3.0V
- Certificazione CE 0197
- Classe IIa
- Dispositivo medico n°1961084




Temperatura normale



Temperatura leggermente alta
Prestare attenzione



Temperatura alta
Attenzione!



CE 0197
Classe IIa

Dispositivo medico n° 1961084
registrato al Ministero della Salute

Codice	Prodotto
DE2003	Termometro a infrarossi TERMOTEC PRO