

# MANIPOLO DRITTO

Realizzato per personalizzare il tuo lavoro in modo altamente professionale e sicuro.

- + **Dimensioni ridotte**  
Raggiungere anche le zone di difficile accesso.
- + **Estrema leggerezza**  
Lavorare senza stress.
- + **Bilanciamento perfetto**  
Qualsiasi intervento in totale assenza di vibrazioni.
- + **Spray interno**
- + **Trasmissione 1:1**  
Per ogni tuo intervento di profilassi.
- + **Design italiano**  
La strada del design passa sempre per l'italia.
- + **2 anni di garanzia**  
Produzione di qualità.
- + **CE0476**  
Certificato medico europeo 0476.

Manipolo dritto REF. SL211E



MASSIMA  
SILENZIOSITÀ



ASSENZA  
DI VIBRAZIONI

# SCHEMA TECNICA



Modello	SL211E
Testina estraibile	-
Fibra ottica	NO
Trasmissione	1:1
Indicazioni	Profilassi
Meccanismo di arresto	-
Tipo di spray	Interno
Compatibilità	Intramatic Universal
Massima rotazione per minuto (RPM)	40.000
Diametro della testa	-
Altezza della testa	-
Diametro della fresa	2344/2350 mm
Lunghezza della fresa	21.95/44.50 mm
Peso	93 gr
Autoclavabile	Sì, 135°
Tipo di lubrificazione	Olio

Legenda: - = non presente