

Neo Line

Il valore della semplicità

MANIPOLI CONTRANGOLO E DRITTO



IVORÜ
Mechanikkonzept

*L'affidabilità Europea
per la tua professionalità*
MADE IN EU

INNOVAZIONE E QUALITÀ PER OGNI TUA ESIGENZA

Ivory Mechanikkonzept nasce nel 2015 da un gruppo di professionisti con più di 25 anni di esperienza nel settore dentale, affermandosi velocemente in più di 15 paesi al mondo come Smart Company, produttore di manipoleria dentale di alta qualità "Made in Europe".

Con la mission "**Rendere il lavoro del medico più semplice ed efficace**", abbiamo attivato progetti innovativi ed esclusivi quali la formazione online, utilizziamo nuove tecnologie e tecniche di fabbricazione all'avanguardia, offriamo il vantaggio competitivo di una manipoleria compatibile con le più famose marche del mercato.

NEO LINE, LA NUOVA FRONTIERA DELL'EVOLUZIONE

La nuova linea di manipoli Neo Line, combina l'eccellente qualità Ivory ad un nuovo disegno, garantendo al medico la massima precisione e sicurezza ad un prezzo ancora più accessibile.



MANIPOLO CONTRANGOLO

L'eccellenza che cercavi è oggi a portata di mano.

- + **Testina estraibile**
Pulizia e manutenzione rapide.
- + **Dimensioni ridotte**
Raggiungere anche le zone di difficile accesso.
- + **Estrema leggerezza**
Lavorare senza stress.
- + **Cuscinetti rinforzati**
Eccellenti e durevoli prestazioni.
- + **Bilanciamento perfetto**
Qualsiasi intervento in totale assenza di vibrazioni.
- + **Spray interno**
- + **Trasmissione 1:1**
Per ogni tuo intervento di profilassi.
- + **Ottimizzazione dei costi**
È possibile infatti utilizzare sullo stesso angolo differenti testine, normali o riduttrici.
- + **Design italiano**
La strada del design passa sempre per l'Italia.
- + **2 anni di garanzia**
Produzione di qualità.
- + **CE0476**
Certificato medico europeo 0476.

Contrangolo REF. SL411E



LEGGEREZZA
SENZA VIBRAZIONI



COMPATIBILITÀ
CON TESTINE
KAVO® INTRA



TESTINA CON
DIMENSIONI RIDOTTE



CUSCINETTO
ANTERIORE
ANTIUSURA

MANIPOLO DRITTO

Realizzato per personalizzare il tuo lavoro in modo altamente professionale e sicuro.

- + **Dimensioni ridotte**
Raggiungere anche le zone di difficile accesso.
- + **Estrema leggerezza**
Lavorare senza stress.
- + **Bilanciamento perfetto**
Qualsiasi intervento in totale assenza di vibrazioni.
- + **Spray interno**
- + **Trasmissione 1:1**
Per ogni tuo intervento di profilassi.
- + **Design italiano**
La strada del design passa sempre per l'italia.
- + **2 anni di garanzia**
Produzione di qualità.
- + **CE0476**
Certificato medico europeo 0476.

Manipolo dritto REF. SL211E



MASSIMA
SILENZIOSITÀ



ASSENZA
DI VIBRAZIONI

SCHEDA TECNICA



Modello	SL411E	SL211E
Testina estraibile	Sì	-
Fibra ottica	NO	NO
Trasmissione	1:1	1:1
Indicazioni	Profilassi	Profilassi
Meccanismo di arresto	Pulsante/Push	-
Tipo di spray	Interno	Interno
Compatibilità	Intramatic Universal	Intramatic Universal
Massima rotazione per minuto (RPM)	40.000	40.000
Diametro della testa	9.5 mm	-
Altezza della testa	11.6 mm	-
Diametro della fresa	2.334/2.350 mm	2344/2350 mm
Lunghezza della fresa	21.95 mm	21.95/44.50 mm
Peso	79 gr	93 gr
Autoclavabile	Sì, 135°	Sì, 135°
Tipo di lubrificazione	Olio	Olio

Legenda: - = non presente



IVORY SRL
Sede legale
Via Larga, 7
20122 Milano (MI) - Italia
ivory@ivory-dent.com
www.ivory-dent.com

IVORY AUSTRIA
Zentraler Verkaufsabteilung
Twin Tower, Wienerbergstrasse 11
1100 Wien - Österreich
austria@ivory-dent.com

IVORY ITALIA
Sede commerciale
Via Roma, 9
61040 Monte Porzio (PU) - Italia
italy@ivory-dent.com

www.ivory-dent.com