

## Base rotonda da banco per braccio OKKIO, diametro 190mm, colore bianco

Disponibile

COD: FK940BM

Categorie: OKKIO



### Descrizione

---

Base rotonda **da banco** progettata per **sorreggere in modo stabile e sicuro il braccio telecamera medica OKKIO**, consentendo l'installazione diretta **sul banco di lavoro**.

Questa soluzione permette di **organizzare in modo efficiente il sistema di ripresa sul banco**, mantenendo la telecamera sempre pronta all'uso e correttamente posizionata durante le attività cliniche o dimostrative.