



Bicchieri in vetro Pyrex universale per vasche ultrasuoni, 600 ml

Bicchieri in vetro Pyrex universale per vasche ultrasuoni, capienza 600 ml, con o-ring di sostegno

Disponibile

COD: CLA03

Categorie: Bicchieri

Descrizione

Bicchieri vetro Pyrex universale.

Bicchieri in vetro Pyrex universale, per vasche ultrasuoni, capienza 600 ml, completo di o-ring di sostegno.

Diametro 100 mm, altezza 125 mm.