



## Bicchiere in vetro Pyrex universale per vasche ultrasuoni, 600 ml

Bicchiere in vetro Pyrex universale per vasche ultrasuoni, capienza 600 ml, con o-ring di sostegno

**Disponibile**

**COD:** CLA03

**Categorie:** Bicchieri

### Descrizione

---

Bicchiere vetro Pyrex universale.

Bicchiere in vetro Pyrex universale, per vasche ultrasuoni, capienza 600 ml, completo di o-ring di sostegno.

Diametro 100 mm, altezza 125 mm.