



Blocchetto per palo diametro 45 mm bianco dentale

Blocchetto di fissaggio per braccio porta monitor su palo riunito odontoiatrico di diametro 45 mm.

Disponibile

COD: BL459010

Categorie: Ganasce e blocchetti palo

Descrizione

BL459010: blocchetto di fissaggio per braccio porta monitor su palo di diametro 45mm.

Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici
- Serraggio con viti 2 x M8

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con pali \varnothing 45 mm
- Diametro di innesto braccio \varnothing 35 mm
- Dimensioni L x H : 52 x 90 mm
- Materiale: alluminio
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici con palo lampada di diametro 45mm
- pali attrezzati diametro 45 mm

Nota di configurazione.

Il blocchetto di fissaggio per braccio per palo 45mm può essere combinato con braccio monitor Tecnomed o bracci similari con perno di innesto del diametro di 35 mm.