



Blocchetto per palo diametro 50 mmbianco dentale,

Ganascia per braccio orizzontale snodato, diametro 50 mm, bianco dentale, 88x89x35x50 mm (LxHxAxB).

Disponibile

COD: BL509010

Categorie: Ganasce e blocchetti palo

Descrizione

Blocchetto per palo diametro 50mm

Strumenti indispensabili all'interno di uno studio dentistico, i monitor e i computer non devono compromettere gli elevati standard di igiene richiesti. Le apparecchiature, oltre a possedere i requisiti medicali, devono essere funzionali in quanto a mobilità e praticità di utilizzo, oltre ad avere un'estetica accurata ed accattivante. I bracci proposti supportano tutti i tipi di monitor, l'installazione è molto semplice e non necessita di un tecnico specializzato, ma solo di una comune chiave a brugola. Sono dotati di una maniglia per movimentare al meglio monitor o monitor PC fissati sull'attacco Vesa 75 o 100. La nuova linea di bracci componibili firmati Tecnomed Italia si distingue per la sua versatilità; è possibile, infatti, scegliere tra diverse misure dei vari componenti. In questo modo potrai crearti il braccio su misura per le tue esigenze. I cavi, optional, possono essere integrati al braccio. È possibile scegliere fra i cavi convenzionali di tipo VGA, USB e alimentazione.

Caratteristiche tecniche Blocchetto per palo diametro 50mm

Colore	bianco dentale
L	90 mm
Н	89 mm
A	? 35 mm
В	? 50 mm
Passaggio cavi	•
Garanzia	24 mesi

