



## Blocchetto per palo diametro 50 mm bianco dentale.

Blocchetto di fissaggio per braccio porta monitor su palo riunito odontoiatrico di diametro 50 mm.

**Disponibile**

**COD:** BL509010

**Categorie:** Ganasce e blocchetti palo

### Descrizione

---

BL509010: blocchetto di fissaggio per braccio porta monitor su palo di diametro 50mm.

#### Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici
- Serraggio con viti 2 x M8

#### Caratteristiche tecniche

- Compatibile con pali  $\varnothing$ 50 mm
- Diametro di innesto braccio  $\varnothing$ 35 mm
- Dimensioni L x H : 52 x 90 mm
- Materiale: alluminio
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

#### Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici con palo lampada di diametro 50 mm
- pali attrezzati diametro 50 mm

#### Nota di configurazione

Il blocchetto di fissaggio per palo 50mm può essere combinato con bracci monitor Tecnomed o braccio similare con perno di innesto del diametro di 35 mm.