

Blocchetto per palo diametro 60 mmbianco dentale



Blocchetto di fissaggio per braccio porta monitor su pali di diametro 60 mm.

Disponibile

COD: BL609010

Categorie: Ganasce e blocchetti palo

Descrizione

BL609010: blocchetto di fissaggio per braccio porta monitor su palo di diametro 60mm.

Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici
- Serraggio con viti 2 x M8

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con pali \varnothing 60 mm
- Diametro di innesto braccio \varnothing 35 mm
- Dimensioni L x H : 52 x 90 mm
- Materiale: alluminio
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici con palo lampada di diametro 60 mm
- pali attrezzati diametro 60 mm

Nota di configurazione.

Il blocchetto di fissaggio per palo 60mm può essere combinato con bracci monitor Tecnomed o braccio simili con perno di innesto del diametro di 35 mm.