



# Braccio monitor per palo 42/45 mm completo, bianco dentale

Braccio monitor per palo completo, 330 x 42-45mm (L x  $\varnothing$ ) colore bianco dentale.

### **Disponibile**

COD: BR45EC

Categorie: Completi

### Descrizione

## Braccio monitor per palo 42/45 mm

Strumenti indispensabili all'interno di uno studio dentistico, i monitor e i computer non devono compromettere gli elevati standard di igiene richiesti. Le apparecchiature, oltre a possedere i requisiti medicali, devono essere funzionali in quanto a mobilità e praticità di utilizzo, oltre ad avere un'estetica accurata ed accattivante. I bracci proposti supportano tutti i tipi di monitor, l'installazione è molto semplice e non necessita di un tecnico specializzato, ma solo di una comune chiave a brugola. Sono dotati di una maniglia per movimentare al meglio monitor o monitor PC fissati sull'attacco Vesa 75 o 100. La nuova linea di bracci componibili firmati Tecnomed Italia si distingue per la sua versatilità; è possibile, infatti, scegliere tra diverse misure dei vari componenti. In questo modo potrai crearti il braccio su misura per le tue esigenze. I cavi, optional, possono essere integrati al braccio. È possibile scegliere fra i cavi convenzionali di tipo VGA, USB e alimentazione.

#### Caratteristiche tecniche Braccio monitor per palo 42/45 mm

Colore	bianco dentale
L	330 mm
Ganascia ?	42/45 mm
Braccio cavi	passaggio cavi
ganascia cava	NO
Attacco VESA	75-100
Garanzia	24 mesi

