



## Carrello anestesia inox 650x410x1150 mm

Disponibile su richiesta

COD: TM5007

Categorie: Carrelli

### Descrizione

---

Il **carrello anestesia inox** è progettato per garantire **organizzazione, sicurezza e igiene** nelle aree operatorie e nelle sale di preparazione clinica. Realizzato interamente in **acciaio inox**, offre una struttura solida e durevole, ideale per ambienti in cui la sanificazione rapida e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.

Con dimensioni di **650x410x1150 mm**, il carrello presenta **sei cassetti verticali scorrevoli in acciaio**, un **vano chiuso con anta dotata di serratura**, e un **vano orizzontale a giorno** per il materiale di uso immediato. Il **piano superiore bordato sui quattro lati** evita cadute accidentali di strumenti o flaconi, garantendo un'area di lavoro stabile e sicura.

Le **ruote piroettanti** assicurano manovrabilità fluida e silenziosa, permettendo spostamenti agili anche in spazi ridotti. Ogni elemento è studiato per semplificare il flusso di lavoro durante le procedure anestesilogiche e chirurgiche, mantenendo sempre elevati standard di **ergonomia e sicurezza**.

Costruito in acciaio, il **carrello anestesia inox** assicura una superficie antibatterica e facile da detergere, conforme alle esigenze igieniche degli ambienti operatori moderni. È la soluzione ideale per sale chirurgiche, cliniche veterinarie e laboratori che richiedono **robustezza, funzionalità e design professionale**.