



## Carrello anestesia inox 650x410x1150 mm

Disponibile su richiesta

COD: TM5007 Categorie: Carrelli

## **Descrizione**

Il carrello anestesia inox è progettato per garantire organizzazione, sicurezza e igiene nelle aree operatorie e nelle sale di preparazione clinica. Realizzato interamente in acciaio inox, offre una struttura solida e durevole, ideale per ambienti in cui la sanificazione rapida e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.

Con dimensioni di 650×410×1150 mm, il carrello presenta sei cassetti verticali scorrevoli in acciaio, un vano chiuso con anta dotata di serratura, e un vano orizzontale a giorno per il materiale di uso immediato. Il piano superiore bordato sui quattro lati evita cadute accidentali di strumenti o flaconi, garantendo un'area di lavoro stabile e sicura.

Le **ruote piroettanti** assicurano manovrabilità fluida e silenziosa, permettendo spostamenti agili anche in spazi ridotti. Ogni elemento è studiato per semplificare il flusso di lavoro durante le procedure anestesiologiche e chirurgiche, mantenendo sempre elevati standard di **ergonomia e sicurezza**.

Costruito in acciaio, il **carrello anestesia inox** assicura una superficie antibatterica e facile da detergere, conforme alle esigenze igieniche degli ambienti operatori moderni. È la soluzione ideale per sale chirurgiche, cliniche veterinarie e laboratori che richiedono **robustezza**, **funzionalità e design professionale**.