



Easy Tray bianco – carrello elettrificato medicale, senza tray

Easy Tray bianco – Struttura carrello elettrificato medicale in acciaio verniciato bianco, senza vassoi, con maniglia, asta porta flebo e 4 ruote piroettanti con freno

Disponibile

COD: DE1003BI.00

Categorie: Carrelli

Descrizione

Easy Tray White è un **carrello elettrificato medicale in acciaio verniciato bianco**, progettato per l'organizzazione e l'alimentazione di **apparecchiature elettromedicali, odontoiatriche e chirurgiche** in ambienti clinici e operatori ad alta intensità di utilizzo. La finitura bianca si integra con naturalezza negli ambienti sanitari moderni, mantenendo le stesse prestazioni funzionali della versione in acciaio inox.

La versione a **5 vassoi (da acquistare separatamente) con asta portaflebo regolabile inclusa** è pensata per studi dentistici, ambulatori, sale operatorie e ambienti ospedalieri in cui è richiesta una **postazione mobile completa**, capace di supportare più dispositivi e strumenti durante le procedure cliniche.

I **vassoi estraibili e sterilizzabili** consentono una gestione ordinata e intuitiva degli strumenti, migliorando ergonomia e flussi di lavoro. Grazie all'**elettrificazione integrata**, le apparecchiature possono essere alimentate direttamente sul carrello, riducendo l'ingombro dei cavi e aumentando la **sicurezza operativa**.

La **gestione nascosta dei collegamenti elettrici** mantiene l'area di lavoro pulita, ordinata e facilmente sanificabile. La struttura solida e stabile rende Easy Tray White adatto a un **utilizzo clinico intensivo**, garantendo affidabilità nel tempo senza complessità superflue.

Easy Tray White è inoltre una **piattaforma modulare**, configurabile con diversi accessori opzionali, per adattarsi alle specifiche esigenze operative del professionista.

Questa versione di Easy Tray White viene fornita senza vassoi, permettendo all'utilizzatore di configurare liberamente il carrello scegliendo i tray più adatti alle proprie esigenze operative. La struttura è predisposta per l'alloggiamento dei vassoi estraibili Easy Tray, consentendo una configurazione personalizzata della postazione di lavoro.

Caratteristiche principali



- **Carrello elettrificato medicale** per apparecchiature cliniche ed elettromedicali
- **Struttura in acciaio verniciato bianco**, resistente e facilmente sanificabile
- **Asta portaflebo regolabile in altezza inclusa**
- **Gestione nascosta dei collegamenti elettrici** per maggiore sicurezza e ordine
- **Design robusto e stabile**, ideale per utilizzo clinico intensivo
- **Ruote medicali con freno** per stabilità durante le procedure
- Indicato come **trolley medicale** per ambulatori, studi dentistici e ambienti chirurgici
- **Dimensioni:** altezza 145 cm (*215 cm con asta portaflebo alla massima estensione*) x larghezza 60 cm x profondità 50 cm

Accessori opzionali (da ordinare separatamente)

- Ripiano estraibile Easy Tray 415x300x20mm (**cod. DE1003X.02**)
- Ripiano estraibile Easy Tray 465x315x20mm (**cod. DE1003X.01**)
- Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20mm (**cod. OF1003X.2**)
- Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20mm (**cod. OF1003X.1**)
- Supporto monitor con attacco VESA 75/100 per monitor medicali (**rif. SVET9010L**)
- Braccio porta manipoli per Easy Tray a 5 ripiani (**rif. DE1003X.5M**)
- Porta manipolo per implantologia (**rif. DE1003X.1**)
- Porta manipolo per piezosurgery (**rif. DE1003X.2**)
- Porta manipolo per elettrobisturi (**rif. DE1003X.3**)



- Braccio per telecamera medicale OKKIO (rif. **DE1003X.6K**)