



## Easy Tray bianco – carrello elettrificato medicale, senza tray

Easy Tray bianco – Struttura carrello elettrificato medicale in acciaio verniciato bianco, senza vassoi, con maniglia, asta porta flebo e 4 ruote piroettanti con freno

**Disponibile**

**COD:** DE1003BI.00

**Categorie:** Carrelli

### Descrizione

**Easy Tray White** è un **carrello elettrificato medicale in acciaio verniciato bianco**, progettato per l'organizzazione e l'alimentazione di **apparecchiature elettromedicali, odontoiatriche e chirurgiche** in ambienti clinici e operatori ad alta intensità di utilizzo. La finitura bianca si integra con naturalezza negli ambienti sanitari moderni, mantenendo le stesse prestazioni funzionali della versione in acciaio inox.

La versione a **5 vassoi (da acquistare separatamente) con asta portaflebo regolabile inclusa** è pensata per studi dentistici, ambulatori, sale operatorie e ambienti ospedalieri in cui è richiesta una **postazione mobile completa**, capace di supportare più dispositivi e strumenti durante le procedure cliniche.

I **vassoi estraibili e sterilizzabili** consentono una gestione ordinata e intuitiva degli strumenti, migliorando ergonomia e flussi di lavoro. Grazie all'**elettrificazione integrata**, le apparecchiature possono essere alimentate direttamente sul carrello, riducendo l'ingombro dei cavi e aumentando la **sicurezza operativa**.

La **gestione nascosta dei collegamenti elettrici** mantiene l'area di lavoro pulita, ordinata e facilmente sanificabile. La struttura solida e stabile rende Easy Tray White adatto a un **utilizzo clinico intensivo**, garantendo affidabilità nel tempo senza complessità superflue.

Easy Tray White è inoltre una **piattaforma modulare**, configurabile con diversi accessori opzionali, per adattarsi alle specifiche esigenze operative del professionista.

***Questa versione di Easy Tray White viene fornita senza vassoi, permettendo all'utilizzatore di configurare liberamente il carrello scegliendo i tray più adatti alle proprie esigenze operative. La struttura è predisposta per l'alloggiamento dei vassoi estraibili Easy Tray, consentendo una configurazione personalizzata della postazione di lavoro.***

### Caratteristiche principali



- **Carrello elettrificato medicale** per apparecchiature cliniche ed elettromedicali
- **Struttura in acciaio verniciato bianco**, resistente e facilmente sanificabile
- **Asta portaflebo regolabile in altezza inclusa**
- **Gestione nascosta dei collegamenti elettrici** per maggiore sicurezza e ordine
- **Design robusto e stabile**, ideale per utilizzo clinico intensivo
- **Ruote medicali con freno** per stabilità durante le procedure
- Indicato come **trolley medicale** per ambulatori, studi dentistici e ambienti chirurgici
- **Dimensioni:** altezza 145 cm (*215 cm con asta portaflebo alla massima estensione*) x larghezza 60 cm x profondità 50 cm

### **Accessori opzionali (da ordinare separatamente)**

- Ripiano estraibile Easy Tray 415x300x20mm (**cod. DE1003X.02**)
- Ripiano estraibile Easy Tray 465x315x20mm (**cod. DE1003X.01**)
- Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20mm (**cod. OF1003X.2**)
- Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20mm (**cod. OF1003X.1**)
- Supporto monitor con attacco VESA 75/100 per monitor medicali (**rif. SVET9010L**)
- Braccio porta manipoli per Easy Tray a 5 ripiani (**rif. DE1003X.5M**)
- Porta manipolo per implantologia (**rif. DE1003X.1**)
- Porta manipolo per piezosurgery (**rif. DE1003X.2**)
- Porta manipolo per elettrobisturi (**rif. DE1003X.3**)



- Braccio per telecamera medicale OKKIO (rif. **DE1003X.6K**)