



Easy Tray carrello apparecchiature chirurgiche inox, senza tray

Easy Tray inox – Struttura carrello elettrificato medicale in acciaio inox, senza vassoi, con maniglia, asta porta flebo e 4 ruote piroettanti con freno

Disponibile

COD: DE1003X.00

Categorie: Carrelli

Descrizione

Easy Tray Inox è un carrello elettrificato medicale realizzato in acciaio inox, progettato per l'organizzazione e l'alimentazione di apparecchiature elettromedicali, odontoiatriche e chirurgiche in ambienti clinici e operatori ad alta intensità di utilizzo. La struttura in acciaio inox garantisce resistenza, igiene e facilità di sanificazione, rendendo il carrello adatto a un utilizzo professionale intensivo.

Easy Tray Inox è indicato per studi dentistici, ambulatori, sale operatorie e ambienti ospedalieri in cui è richiesta una base mobile elettrificata, capace di supportare più dispositivi e strumenti durante le procedure cliniche. Grazie all'elettrificazione integrata, le apparecchiature possono essere alimentate direttamente sul carrello, riducendo l'ingombro dei cavi e aumentando la sicurezza operativa.

La gestione nascosta dei collegamenti elettrici contribuisce a mantenere l'area di lavoro pulita, ordinata e facilmente sanificabile. La struttura solida e stabile rende Easy Tray Inox affidabile nel tempo, senza introdurre complessità superflue nella gestione quotidiana.

Easy Tray Inox rappresenta una **piattaforma modulare**, configurabile con vassoi e accessori opzionali, per adattarsi in modo flessibile alle specifiche esigenze operative del professionista.

Questa versione di Easy Tray Inox viene fornita senza vassoi, consentendo al professionista di configurare liberamente la postazione scegliendo i tray più adatti alle proprie esigenze operative. La struttura del carrello è predisposta per l'alloggiamento dei vassoi estraibili Easy Tray, permettendo una configurazione modulare e personalizzata della postazione di lavoro.

Caratteristiche principali

- Carrello elettrificato medicale per apparecchiature cliniche ed elettromedicali



- Struttura in acciaio inox, resistente e facilmente sanificabile
- Predisposto per l'alloggiamento di vassoi estraibili Easy Tray (non inclusi)
- Gestione nascosta dei collegamenti elettrici per maggiore sicurezza e ordine
- Design robusto e stabile, ideale per utilizzo clinico intensivo
- Ruote medicali con freno per stabilità durante le procedure
- Indicato come trolley medicale per ambulatori, studi dentistici e ambienti chirurgici

Dimensioni

- Altezza: 145cm (215cm con asta portaflebo alla massima estensione)
- Larghezza: 60cm
- Profondità: 50cm

Accessori opzionali (da ordinare separatamente)

- Ripiano estraibile Easy Tray 415x300x20mm (cod. DE1003X.02)
- Ripiano estraibile Easy Tray 465x315x20mm (cod. DE1003X.01)
- Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20mm (cod. OF1003X.2)
- Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20mm (cod. OF1003X.1)
- Supporto monitor con attacco VESA 75/100 per monitor medicali (rif. SVET9010L)
- Braccio porta manipoli per Easy Tray a 5 ripiani (rif. DE1003X.5M)
- Porta manipolo per implantologia (rif. DE1003X.1)



- Porta manipolo per piezosurgery (rif. DE1003X.2)
- Porta manipolo per elettrobisturi (rif. DE1003X.3)