



## Carrello armadio portacontainer in inox, misure 790x670xh140mm

Carrello armadio portacontainer in inox, misure 790x670xh140mm, 2 ripiani interni e ruote antistatiche

**Disponibile su richiesta**

**COD:** TM2104

**Categorie:** Carrelli

### Descrizione

---

Il **carrello armadio portacontainer in inox** è progettato per garantire **efficienza, igiene e sicurezza** nella gestione dei container chirurgici e dei materiali sterili. Costruito interamente in **acciaio inox**, unisce solidità strutturale e design funzionale, offrendo massima resistenza alla corrosione e facilità di sanificazione.

Con dimensioni di **790x670xH1400 mm**, questo modello dispone di **due ripiani interni** che permettono una sistemazione ordinata e stabile dei contenitori o dei set chirurgici. Le **superfici lisce e saldate** riducono al minimo l'accumulo di residui, facilitando la pulizia e mantenendo elevati standard di igiene.

Le **ruote antistatiche piroettanti** assicurano una **mobilità fluida e silenziosa**, consentendo spostamenti rapidi e precisi anche in spazi ristretti. La struttura chiusa con ante protegge il contenuto da polvere e contaminazioni esterne, garantendo la massima sicurezza durante il trasporto o la conservazione in aree sterili.

Il **carrello armadio portacontainer in inox** rappresenta una **soluzione ergonomica e affidabile** per reparti di sterilizzazione, sale operatorie, laboratori e cliniche che richiedono arredi professionali in acciaio inox di lunga durata e facile manutenzione.