



## Carrello cera Lucy, bianco, 5 ripiani, 380x270x950 mm (lpxh)

Carrello cera Lucy, bianco, 5 ripiani, 380x270x950 mm, dimensioni compatte, struttura in metallo su ruote, con 3 piani laterali richiudibili.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** ES1004BC

**Categorie:** Studio estetico

### Descrizione

---

Il **carrello cera Lucy bianco 5 ripiani** è uno strumento di lavoro pratico, stabile e maneggevole, pensato per **centri estetici e saloni di bellezza**.

Grazie alle sue **dimensioni compatte** (380x270x950 mm) e alla **struttura in metallo su ruote**, offre mobilità e funzionalità ottimali anche negli spazi più ridotti.

Il design sobrio ed elegante lo rende adatto a qualsiasi ambiente professionale, mentre la disposizione dei **cinque ripiani** consente di organizzare in modo efficiente prodotti e accessori per i trattamenti di epilazione. È dotato di **pianetto centrale scorrevole, piano superiore fisso e tre piani laterali richiudibili**, per un utilizzo versatile e pratico durante ogni fase del lavoro.

Il **contenitore basculante a scomparsa** per sacchetto portarifiuti permette di mantenere la postazione ordinata e igienica, rendendo il **carrello Lucy** un valido supporto per alloggiare **fornelli scaldacera, manipoli e strumenti professionali**.

Realizzato con **materiali resistenti e superfici facili da pulire**, il **Carrello cera Lucy 5 ripiani** è ideale anche come carrello multiuso per trattamenti estetici e benessere.

Con un peso di **12 kg**, unisce **solidità e maneggevolezza**, garantendo stabilità e lunga durata nel tempo.