



Carrello dentale Prophy 900, configurato come in vigore

Carrello dentale Prophy 900, 3 strumenti: 1x siringa Luzzani in acciaio Minimate, 1x micromotore ad induzione led cordone Safety Handpiece, 1x cordone per turbina 4 vie fibrato Safety Handpiece.

Disponibile su richiesta

COD: DE900E

Categorie:

Descrizione

Il carrello dentale Prophy 900 garantisce la massima efficienza operativa per gli interventi chirurgici.

Tutti gli strumenti al posto giusto: la faretra è configurabile fino a cinque strumenti differenti. Anche la posizione è personalizzabile in base alle esigenze specifiche del professionista.

Massima qualità e resistenza: questo cart chirurgico è stato concepito per durare a lungo, la qualità dei materiali impiegata assicura, infatti, robustezza ai massimi livelli. La faretra in poliuretano spessa 2 cm è ricoperta da una vernice epossidica resistente ai disinfettanti: al contrario dei materiali plastici, la copertura di Prophy 900, nel tempo, non ingiallisce e non crepa.

Punti di forza carrello dentale Prophy 900

- garantisce processi di lavoro privi di intralci, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Tutti i parametri sono sotto controllo grazie all'ampio pannello comandi LCD con tasti soft touch (optional) e pedaliera progressiva.
- Indistruttibile: faretra in poliuretano spessa 2 cm.
- Spostamenti semplici grazie alle comode ruote antistatiche e al ripiano portapedale.