



## Carrello Easy Tray bianco con 5 tray

Carrello chirurgico odontoiatrico con 5 tray estraibili e modulabili

## Disponibile su richiesta

COD: OF1003BI.00 Categorie: Carrelli

## **Descrizione**

Il carrello chirurgico odontoiatrico Easy Tray bianco è la soluzione ideale per ospitare tutte le apparecchiature in maniera ordinata e igienica.

**Versatile e modulare**: realizzato completamente in acciaio inox, questo cart chirurgico può essere personalizzato in base ad esigenze specifiche. Il carrello può essere configurato con accessori differenti: tray di due differenti dimensioni, braccio frontale per supporti strumenti a scelta, supporto snodato per monitor, asta portaflebo e tanto altro.

**Nessun intralcio causato dai cavi**: Easy Tray è stato concepito in modo tale da nascondere perfettamente i collegamenti elettrici, garantendo al professionista un ambiente più pulito e ordinato dove lavorare.

**Tutta la strumentazione in un unico carrello:** 5 tray estraibili e sterilizzabili ideali per ospitare apparecchiature chirurgiche complementari come: ablatori, elettrobisturi, piezo-surgery, micromotori da impianti, micromotori endodontici, laser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multi-parametrici.

Caratteristiche tecniche carrello chirurgico odontoiatrico Easy Tray bianco.

- struttura metallica
- elettrificato
- tray in acciaio inox estraibili
- tray in acciaio inox sterilizzabili
- Asta porta flebo inclusa.