



## Easy Tray bianco – carrello elettrificato medicale, 5 tray e portaflebo

Carrello elettrificato medicale compatto in acciaio verniciato bianco, con 5 vassoi sterilizzabili, asta porta flebo e gestione nascosta dei collegamenti elettrici. Ideale per studi medici e odontoiatrici

**Disponibile**

**COD:** OF1003BI.00

**Categorie:** Carrelli

### Descrizione

**Easy Tray White** è un **carrello elettrificato medicale in acciaio verniciato bianco**, progettato per l'organizzazione e l'alimentazione di **apparecchiature elettromedicali, odontoiatriche e chirurgiche** in ambienti clinici e operatori ad alta intensità di utilizzo. La finitura bianca si integra con naturalezza negli ambienti sanitari moderni, mantenendo le stesse prestazioni funzionali della versione in acciaio inox.

La versione a **5 vassoi con asta portaflebo regolabile inclusa** è pensata per studi dentistici, ambulatori, sale operatorie e ambienti ospedalieri in cui è richiesta una **postazione mobile completa**, capace di supportare più dispositivi e strumenti durante le procedure cliniche.

I **vassoi estraibili e sterilizzabili** consentono una gestione ordinata e intuitiva degli strumenti, migliorando ergonomia e flussi di lavoro. Grazie all'**elettrificazione integrata**, le apparecchiature possono essere alimentate direttamente sul carrello, riducendo l'ingombro dei cavi e aumentando la **sicurezza operativa**.

La **gestione nascosta dei collegamenti elettrici** mantiene l'area di lavoro pulita, ordinata e facilmente sanificabile. La struttura solida e stabile rende Easy Tray White adatto a un **utilizzo clinico intensivo**, garantendo affidabilità nel tempo senza complessità superflue.

Easy Tray White è inoltre una **piattaforma modulare**, configurabile con diversi accessori opzionali, per adattarsi alle specifiche esigenze operative del professionista.

### Caratteristiche principali

- **Carrello elettrificato medicale** per apparecchiature cliniche ed elettromedicali
- **Struttura in acciaio verniciato bianco**, resistente e facilmente sanificabile



- **5 vassoi estraibili e sterilizzabili** per strumenti e dispositivi (465 x 315 x 20 mm)
- **Asta portaflebo regolabile in altezza inclusa**
- **Gestione nascosta dei collegamenti elettrici** per maggiore sicurezza e ordine
- **Design robusto e stabile**, ideale per utilizzo clinico intensivo
- **Ruote medicali con freno** per stabilità durante le procedure
- Indicato come **trolley medicale** per ambulatori, studi dentistici e ambienti chirurgici
- **Dimensioni:** altezza 145 cm (215 cm con asta portaflebo alla massima estensione) x larghezza 60 cm x profondità 50 cm

### **Accessori opzionali (da ordinare separatamente)**

- **Supporto monitor con attacco VESA 75/100** per monitor medicali (rif. SVET9010L)
- **Braccio porta manipoli** (rif. DE1003X.5M)
- **Porta manipolo per implantologia** (rif. DE1003X.1)
- **Porta manipolo per piezosurgery** (rif. DE1003X.2)
- **Porta manipolo per elettrobisturi** (rif. DE1003X.3)
- **Braccio per telecamera medicale OKKIO** (rif. DE1003X.6K)
- **Vassoio aggiuntivo** misura 415 x 300 x 20 mm (rif. DE1003X.02)