



Easy Tray carrello apparecchiature chirurgiche inox, 5 tray estraibili

Carrello per apparecchiature chirurgiche Easy Tray, in acciaio Inox con 5 tray in acciaio inox estraibili e sterilizzabili dimensioni 465x315x20 mm.

Disponibile

COD: OF1003X.00 Categorie: Carrelli

Descrizione

Il carrello per apparecchiature chirurgiche Easy Tray Inox è la soluzione ideale per ospitare tutte le apparecchiature in maniera ordinata e igienica.

Versatile e modulare: realizzato completamente in acciaio inox, questo cart chirurgico può essere personalizzato e configurato in base ad esigenze specifiche.

Nessun intralcio causato dai cavi: Easy Tray è stato concepito in modo tale da nascondere perfettamente i collegamenti elettrici, garantendo al professionista un ambiente più pulito e ordinato dove lavorare.

Tutta la strumentazione in un unico carrello: 5 tray estraibili e sterilizzabili ideali per ospitare apparecchiature chirurgiche complementari come: ablatori, elettrobisturi, piezo-surgery, micromotori da impianti, micromotori endodontici, laser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multi-parametrici. Un'asta porta-flebo, integrata e regolabile in altezza, riesce a supportare fino a tre sacche di soluzione fisiologica, favorendo gli interventi.

Ambiti di utilizzo: Il carrello è adatto all'impiego in ambito medicale, chirurgico e odontoiatrico, risultando ideale in tutte le situazioni che richiedono ordine, ergonomia e gestione sicura delle apparecchiature.

Caratteristiche carrello per apparecchiature chirurgiche Easy Tray Inox

- struttura Easy Tray inox su ruote;
- 5 tray 465x315x20 mm in acciaio inox estraibili e sterilizzabili;
- asta portaflebo
- sistema di alimentazione centralizzato per attrezzature ospitate.