



Easy Tray Nano bianco – carrello elettrificato medicale, 3 tray

Carrello elettrificato medicale compatto in acciaio verniciato bianco, con 3 vassoi sterilizzabili e gestione nascosta dei collegamenti elettrici. Ideale per studi medici, odontoiatrici e ambulatori.

Disponibile

COD: OF1003BIN.01

Categorie: Carrelli

Descrizione

Easy Tray Nano White è un carrello elettrificato medicale compatto in acciaio verniciato bianco, progettato per l'organizzazione e l'alimentazione di apparecchiature elettromedicali, odontoiatriche e chirurgiche in ambienti clinici e operatori.

Pensato per **studi dentistici, studi medici veterinari, ambulatori e sale operatorie**, consente di utilizzare dispositivi elettrici direttamente sul carrello, garantendo **ordine, sicurezza elettrica e igiene**, anche in spazi ridotti. La finitura bianca si integra con naturalezza negli ambienti sanitari moderni, mantenendo le stesse prestazioni funzionali della versione in acciaio inox.

Grazie all'**alimentazione integrata**, Easy Tray Nano White riduce l'ingombro dei cavi e migliora la **sicurezza operativa**, facilitando l'integrazione delle apparecchiature direttamente sul carrello. La **gestione nascosta dei collegamenti elettrici** contribuisce a mantenere l'area di lavoro pulita, ordinata e facilmente sanificabile, ottimizzando workflow ed ergonomia durante le procedure cliniche.

La struttura compatta e stabile rende Easy Tray Nano White adatto a un **utilizzo clinico intensivo**, offrendo affidabilità nel tempo e semplicità d'uso, senza complessità superflue.

Caratteristiche principali

- **Carrello elettrificato medicale** per apparecchiature cliniche ed elettromedicali
- **Struttura in acciaio verniciato bianco**, resistente e facilmente sanificabile
- **3 vassoi estraibili e sterilizzabili** (465 × 315 × 20 mm)



- **Gestione nascosta dei collegamenti elettrici** per maggiore sicurezza e ordine
- **Design Nano compatto**, ideale per studi con spazi operativi ottimizzati
- **Ruote medicali con freno** per stabilità durante le procedure
- Indicato come **trolley medicale** per ambulatori, studi dentistici e ambienti chirurgici
- **Dimensioni:** altezza 87,5 x larghezza 60 x profondità 50 cm

Accessori opzionali (da ordinare separatamente)

- **Vassoio aggiuntivo** misura **415 x 300 x 20 mm** (rif. *DE1003X.02*)
- **Prolunga per Easy Tray Nano bianco** con 2 vassoi **vassoi estraibili e sterilizzabili** 465 x 315 x 20 mm (rif. *OF1003BIN.02*)