



## Easy Tray Nano carrello apparecchiature chirurgiche bianco, 3 tray

Carrello chirurgico odontoiatrico con 3 tray estraibili e modulabili

## Disponibile su richiesta

COD: OF1003BIN.01 Categorie: Carrelli

## Descrizione

Il carrello per apparecchiature chirurgiche Easy Tray Nano bianco è la soluzione ideale per ospitare tutte le apparecchiature in maniera ordinata e igienica.

**Versatile e modulare**: questo cart chirurgico può essere personalizzato in base ad esigenze specifiche. Il carrello può essere configurato con accessori differenti: tray di due differenti dimensioni, braccio frontale per supporti strumenti a scelta, supporto snodato per monitor, asta portaflebo e tanto altro.

**Nessun intralcio causato dai cavi**: Easy Tray è stato concepito in modo tale da nascondere perfettamente i collegamenti elettrici, garantendo al professionista un ambiente più pulito e ordinato dove lavorare.

**Tutta la strumentazione in un unico carrello:** 3 tray estraibili e sterilizzabili ideali per ospitare apparecchiature chirurgiche complementari come: ablatori, elettrobisturi, piezo-surgery, micromotori da impianti, micromotori endodontici, laser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multi-parametrici.

**Ambiti di utilizzo:** adatto all'impiego in ambito medicale, chirurgico e odontoiatrico, garantendo una gestione ordinata e sicura delle apparecchiature.

## Caratteristiche carrello apparecchiature chirurgiche Easy Tray Nano bianco

- struttura Easy Tray Nano su ruote;
- altezza da terra: 875 mm
- 3 tray 465x315x20 mm in acciaio inox estraibili e sterilizzabili;
- sistema di alimentazione centralizzato per attrezzature ospitate.