



## Carrello elettrico dentale veterinario Prophy 700 con 4 strumenti

Carrello elettrico dentale veterinario Prophy 700, Made in Italy, con siringa DCI Type, cordone per micromotore pneumatico fibrato, 2 cordoni turbina fibrati, pedale a pressione e ripiano porta pedale.

**Spedizione prevista in 20 giorni circa**

**COD:** DE700E

**Categorie:** Carrelli odontoiatrici

### Descrizione

Il **carrello elettrico per odontoiatria veterinaria Prophy 700** è progettato per offrire una postazione mobile evoluta, efficiente e configurabile per le procedure di odontoiatria veterinaria, con strumenti organizzati e facilmente gestibili.

Soluzione **top di gamma Made in Italy**, Prophy 700 unisce design ergonomico, mobilità e qualità costruttiva per supportare il lavoro quotidiano del veterinario in ambulatori e cliniche veterinarie. La struttura a carrello aiuta a ottimizzare gli spazi operativi e a creare una postazione odontoiatrica professionale, ordinata e facilmente movimentabile.

La tavoletta strumenti può ospitare fino a **5 strumenti**, offrendo ampia possibilità di configurazione in base alle esigenze operative. Di serie, Prophy 700 è dotato di **siringa DCI Type, cordone per micromotore pneumatico fibrato, 2 cordoni turbina fibrati, pedale a pressione e ripiano porta pedale**.

L'alimentazione dell'acqua spray tramite **serbatoio dedicato** garantisce autonomia operativa, mentre la regolazione spray indipendente per ogni strumento permette una gestione più precisa durante il trattamento.

Il **pedale a pressione** consente di controllare le principali funzioni operative in modo pratico, migliorando la gestione degli strumenti e contribuendo a rendere il flusso di lavoro più fluido durante le procedure odontostomatologiche veterinarie.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Alimentazione aria:** 6-8 bar

**Alimentazione elettrica:** 24/220 V – 50 Hz

**Dimensioni:** 500 x 500 x 900 mm

**Peso:** 15 kg

**Siringa:** DCI Type

**Cordone per micromotore pneumatico fibrato:** sì



**Cordone turbina fibrato:** sì x 2

**Pedale a pressione:** sì

**Ripiano porta pedale:** sì

**Serbatoio acqua spray:** 1 l

**Regolazione spray:** indipendente per ogni strumento

**Garanzia:** 24 mesi