



## Carrello per apparecchiature, bianco, 3 ripiani, 600x410x890 mm(lxpxh)

Carrello per apparecchiature 3 ripiani, 600x410x890 mm, bianco, in acciaio inossidabile, per ospitare tutte le attrezzature medicali in maniera ordinata.

**Disponibile**

**COD:** ES1003BS

**Categorie:** Carrelli

### Descrizione

---

#### **Carrello soft bianco per apparecchiature 3 ripiani – Versatilità e resistenza per studi e cliniche**

Il **carrello soft bianco per apparecchiature 3 ripiani** è un accessorio indispensabile per studi medici, odontoiatrici e centri estetici. Progettato per garantire massima praticità e resistenza, offre un supporto stabile e sicuro per strumenti, dispositivi e accessori da laboratorio.

#### **Struttura robusta e durevole.**

Realizzato in metallo altamente resistente, assicura solidità e lunga durata nel tempo anche in caso di uso intensivo. La superficie è facile da pulire e disinfettare, garantendo il rispetto dei più alti standard igienici in ambito medicale.

#### **Organizzazione ottimale e spazio efficiente.**

Dotato di **3 ripiani** spaziosi, il carrello consente di disporre in modo ordinato apparecchiature e strumenti di lavoro. Il **ripiano intermedio** è regolabile in altezza tramite un pratico sistema di bloccaggio, adattandosi alle esigenze operative di ogni professionista.

#### **Scorrimento fluido e design funzionale.**

Le ruote garantiscono un movimento fluido e silenzioso, rendendo il carrello facile da spostare anche in spazi ristretti. Il design bianco soft, elegante e pulito, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente professionale.



**Dimensioni:**

Carrello 60x41x89cm

Ripiano superiore 53x29.5cm – intermedio 27.5x47.5cm – inferiore 54x34cm