



## Carrello portasacco inox (coperchionon disponibile)

**Disponibile su richiesta**

**COD:** TM5042/1

**Categorie:** Carrelli

### Descrizione

---

Il **carrello portasacco inox** è progettato per la **raccolta igienica dei rifiuti sanitari** in ospedali, cliniche e laboratori.

La struttura in **acciaio inox** garantisce solidità, pulizia rapida e lunga durata nel tempo.

Le **superfici lisce** e prive di spigoli facilitano la sanificazione, mentre le **ruote piroettanti** consentono una movimentazione fluida e silenziosa.

Compatto, ergonomico e resistente, rappresenta la soluzione ideale per ambienti che richiedono **igiene, efficienza e praticità operativa**.