



## Carrello servitore 3 ripiani, 1010x590x940 mm, ripiani 1000x500 mm

Ampio carrello servitore ad uso dentale/medicale dotato di ruote. Struttura saldata, realizzata interamente in acciaio inox, con fiancate in tubo tondo.

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** DE1005X

**Categorie:** Carrelli

### Descrizione

---

Il **carrello servitore inox per sala operatoria a 3 ripiani** è progettato per garantire **ordine, ergonomia e praticità** nelle attività quotidiane di studi dentistici, ambulatori e laboratori medicali.

La sua **struttura interamente saldata in acciaio inox** conferisce solidità e durata nel tempo, assicurando al contempo un elevato livello di igiene grazie a superfici lisce, prive di giunzioni e facili da sanificare.

Con dimensioni complessive di **1010x590x940 mm** e ripiani da **1000x500 mm**, offre un ampio spazio d'appoggio per strumenti, vassoi e materiali di lavoro. Le **fiancate in tubo tondo** ne aumentano la robustezza e contribuiscono a un design pulito e funzionale, ideale per contesti clinici moderni.

I **ripiani con bordo perimetrale** impediscono la caduta accidentale degli oggetti, rendendo il carrello particolarmente adatto a situazioni operative dove è richiesta la massima sicurezza. Le **ruote piroettanti** assicurano **movimenti fluidi e silenziosi**, consentendo di spostare facilmente il carrello anche in spazi ridotti.

La combinazione tra **struttura rigida, superfici igieniche e facilità di manovra** rende questo **carrello servitore inox per sala operatoria** un elemento essenziale per ottimizzare l'organizzazione del piano di lavoro.

Resistente, stabile e facilmente pulibile, è una soluzione ideale per ambienti che richiedono **massima efficienza e standard igienici elevati**.