



# Compressore a secco, 2 riuniti, 140lt/min, con essiccatore

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 2 riuniti, serbatoio 38lt, aria resa 140 lt/min, con essiccatore

# **Disponibile**

COD: 240TOVEN

Categorie: Con essiccatore

## **Descrizione**

## Compressore medicale 2 riuniti con essiccatore - Silenzio, Efficienza e Aria Pura per Studi Dentistici e Cliniche

Questo modello della linea Tecnomed Silent è progettato per fornire aria compressa pulita e sicura a 2 riuniti odontoiatrici. Garantisce prestazioni costanti e un ambiente di lavoro confortevole, rispondendo alle esigenze dei moderni studi dentistici e cliniche mediche.

#### Funzionamento Silenzioso e Confortevole

Il sistema insonorizzato assicura un funzionamento estremamente silenzioso, migliorando il comfort acustico nello studio. Il basso livello di rumore consente di lavorare in un ambiente più tranquillo e professionale, favorendo la concentrazione e il benessere di operatori e pazienti.

#### Aria Pura e Tecnologia Oil-Free

La testata oil-free, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, garantisce aria compressa asciutta e priva di contaminanti. Questa soluzione riduce la manutenzione e assicura igiene e affidabilità in ogni utilizzo.

#### Essiccatore Integrato ad Alta Efficienza

Il compressore è dotato di un essiccatore integrato con sistema di filtrazione multilivello, progettato per rimuovere efficacemente umidità e impurità residue dall'aria compressa. Questa tecnologia garantisce un flusso costante di aria secca e di qualità superiore, proteggendo turbine, strumenti e componenti interni da usura e corrosione, e assicurando così prestazioni ottimali nel tempo.

#### Resistenza e Lunga Durata



Il serbatoio è sottoposto a anodizzazione dura e dotato di rivestimento interno anti-corrosione, che ne migliorano la resistenza nel tempo e assicurano continuità di servizio anche in presenza di cicli di lavoro intensivi.

# Affidabilità per Studi Moderni

Silenzioso ed efficiente, il Tecnomed Silent con essiccatore è la soluzione ideale per studi dentistici e cliniche che richiedono aria pura e costantemente asciutta, nel rispetto dei più elevati standard di qualità medicale.

# Caratteristiche tecniche Compressore medicale per 2 riuniti con essiccatore.

Riuniti serviti	2
Aria resa	140 litri/min
Aria aspirata	230 litri
Capacità serbatoio	38 litri
A secco	•
Con essiccatore	•
Carenato	
Motori bicilindrici	1
Potenza	1100 Watt
Rumorosità	53 db
Pressione d'esercizio	5,5-8 Bar
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz
Peso	43 kg
Misure	450 x 580 x 750 mm
Garanzia	24 mesi
Certificazione	CE