



## Compressore a secco, 3 riuniti, 205lt/min senza essiccatore

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 3 riuniti, serbatoio 60lt, aria resa 205 lt/min, senza essiccatore

**Disponibile dal 19/01/2026**

**COD:** 360TOV

**Categorie:** Senza essiccatore

### Descrizione

---

#### Compressore medicale 3 riuniti – Silenzio, Efficienza e Aria Pura per Studi Dentistici e Cliniche

Questo modello della linea **Tecnomed Silent** è progettato per fornire aria compressa pulita e sicura a 3 riuniti odontoiatrici. Garantisce prestazioni costanti e un ambiente di lavoro confortevole, rispondendo alle esigenze dei moderni studi dentistici e cliniche mediche.

#### Funzionamento Silenzioso e Confortevole

Il sistema insonorizzato assicura un funzionamento estremamente silenzioso, migliorando il comfort acustico nello studio. Il basso livello di rumore consente di lavorare in un ambiente più tranquillo e professionale, favorendo la concentrazione e il benessere di operatori e pazienti.

#### Aria Pura e Tecnologia Oil-Free

La **testata completamente oil-free**, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, garantisce aria compressa asciutta e priva di contaminanti. Questa soluzione riduce la manutenzione e assicura igiene e affidabilità in ogni utilizzo.

#### Resistenza e Lunga Durata

Il serbatoio è sottoposto a **anodizzazione dura** e dotato di **rivestimento interno anti-corrosione**, che ne migliorano la resistenza nel tempo e assicurano continuità di servizio anche in presenza di cicli di lavoro intensivi.

#### Affidabilità per Studi Moderni



Silenzioso ed efficiente, il **Tecnomed Silent** è la soluzione ideale per studi dentistici e cliniche che richiedono aria pura e prestazioni costanti, nel rispetto dei più elevati standard di qualità medica.

**Caratteristiche tecniche Compressore medicale per 3 riuniti.**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Riuniti serviti       | 3                  |
| Aria resa             | 195 litri/min      |
| Aria aspirata         | 304 litri          |
| Capacità serbatoio    | 60 litri           |
| A secco               | •                  |
| Con essiccatore       | •                  |
| Carenato              |                    |
| Motori bicilindrici   | 2                  |
| Potenza               | 1500 Watt          |
| Rumorosità            | 52 db              |
| Pressione d'esercizio | 5,5-8 Bar          |
| Alimentazione         | 220/240V-50/60 Hz  |
| Peso                  | 51 kg              |
| Misure                | 715 x 367 x 735 mm |
| Garanzia              | 24 mesi            |
| Certificazione        | CE                 |